

**УТВЕРЖДАЮ**

**Руководитель ГЦИ СИ —  
Заместитель Центрального директора**

**ГРУППЫ ГИИЦ ГЦИ**

**М.В. Балаханов**

**2005 г.**



**pH-метрия**

**СТАНДАРТ-ТИТРЫ  
для приготовления буферных растворов —  
рабочих эталонов pH 2-го и 3-го разрядов  
СТ-pH-01**

**МЕТОДИКА ПОВЕРКИ  
ГИИЦ.410408.501 МП**

*№ Р. 31193-06*

**Санкт-Петербург  
2005**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Вводная часть .....	3
2. Операции поверки .....	3
3. Средства поверки.....	3
4. Условия поверки и подготовка к ней.....	4
5. Требования безопасности.....	4
6. Проведение поверки.....	5
6.1 Внешний осмотр.....	5
6.2 Определение массы навески вещества, входящего в состав стандарт-титра, и относительной погрешности массы навески .....	5
6.3 Определение pH и абсолютной погрешности pH буферных растворов – рабочих эталонов pH 2-го и 3-го разрядов .....	5
7. Обработка результатов измерений.....	7
8. Оформление результатов поверки.....	7
Приложение А – Характеристики стандарт-титров.....	8

## 1 Вводная часть

1.1 Настоящая методика распространяется на СИ «Стандарт-титры для приготовления буферных растворов — рабочих эталонов pH 2-го и 3-го разрядов СТ-рН-01» (далее - стандарт-титры) и устанавливает методы и средства первичной поверки стандарт-титров.

Периодической поверке стандарт-титры не подлежат.

1.2 Проверке подлежит каждая партия стандарт-титров, прошедших приемо-сдаточные испытания в соответствии с ТУ 2642-016-45579693-2005. Для проведения поверки из каждой партии стандарт-титров отбирается не менее 3-х образцов каждой модификации. Отбор образцов проводится в соответствии с ГОСТ 3885-73.

1.3 Проверка производится в соответствии с требованиями ПР 50.2.006-94.

## 2 Операции поверки

2.1 Объем, содержание и последовательность выполнения операций поверки должны соответствовать таблице 1.

Таблица 1 — Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта методики поверки
1 Внешний осмотр	6.1
2 Определение массы навески вещества, входящего в состав стандарт-титра, и относительной погрешности массы навески	6.2
3 Определение pH и абсолютной погрешности pH рабочих эталонов pH 2-го и 3-го разрядов	6.3

2.2 При получении отрицательных результатов по любому пункту операций таблицы 1 поверку прекращают, а поверяемую партию стандарт-титров признают негодной для приготовления буферных растворов – рабочих эталонов pH.

## 3 Средства поверки

3.1 При проведении поверки стандарт-титров должны применяться средства измерений, указанные в таблице 2.

Таблица 2 — Средства измерений для поверки стандарт-титров

Наименование, тип аппаратуры 1	ГОСТ, ТУ 2	Технические характеристики, погрешность 3	
		Номинальные значения pH в соответствии с ГОСТ 8.134-98, абсолютная погрешность ΔpH = ± 0,001	Номинальные значения pH в соответствии с ГОСТ 8.134-98, абсолютная погрешность ΔpH = ± 0,004
Компаратор pH КрН-01 — рабочий эталон pH 1-го разряда	RU.E.31.002.А № 17962	Номинальные значения pH в соответствии с ГОСТ 8.134-98, абсолютная погрешность ΔpH = ± 0,001	Номинальные значения pH в соответствии с ГОСТ 8.134-98, абсолютная погрешность ΔpH = ± 0,004
Буферные растворы – рабочие эталоны pH 1-го разряда	RU.C.31.002.А № 7796	Номинальные значения pH в соответствии с ГОСТ 8.134-98, абсолютная погрешность ΔpH = ± 0,001	Номинальные значения pH в соответствии с ГОСТ 8.134-98, абсолютная погрешность ΔpH = ± 0,004
Эталонный pH-метр 2-го разряда со стеклянным электродом и электродом сравнения	ГОСТ 8.120-99	Номинальные значения pH в соответствии с ГОСТ 8.134-98, абсолютная погрешность ΔpH = ± 0,01	Номинальные значения pH в соответствии с ГОСТ 8.134-98, абсолютная погрешность ΔpH = ± 0,01

1	2	3
Буферные растворы – рабочие эталоны pH 2-го разряда	ГОСТ 8.135-2004	Номинальные значения в соответствии с ГОСТ 8.134-98, абсолютная погрешность $\Delta\text{pH} = \pm 0,01$
Весы аналитические	ГОСТ 24104	Предел взвешивания 210 г., класс точности 2,0

3.2 Допускается применение других средств измерений, не указанных в таблице 2, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых стандарт-титров с требуемой точностью.

#### 4 Условия поверки и подготовка к ней

4.1 Проверка проводится в нормальных климатических условиях по ГОСТ 8.395-80:

- температура воздуха от 15 до 25 °C;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80 %.

4.2 Поверяемые буферные растворы должны быть приготовлены в соответствии с указаниями инструкции по применению стандарт-титров ГИШЕ.410408.501Д6.

4.3 Эталонные и поверяемые буферные растворы должны быть термостатированы при температуре 25 °C с погрешностью, указанной в эксплуатационной документации на эталонные СИ.

4.4 Электропитание средств измерений производится при нормальных значениях параметров электрической сети по ГОСТ 22261-94:

- напряжение  $(220 \pm 4,4)$  В;
- частота  $(50 \pm 0,5)$  Гц;
- допускаемый коэффициент высших гармоник не более 5 %.

4.5 При проведении измерений не допускаются наличие сильных электрических и магнитных полей, тряска, удары и вибрации.

4.6 Средства измерений должны быть поверены в соответствии с ПР 50.2.006-94, иметь действующие свидетельства о поверке и подготовлены к проведению измерений в соответствии с указаниями эксплуатационной документации.

4.7 Требования к квалификации исполнителей

4.7.1 Исполнители поверочных работ должны иметь высшее или среднетехническое образование, владеть техникой потенциометрических и амперометрических измерений, знать нормативную и техническую документацию на стандарт-титры и иметь аттестат поверителя.

#### 5 Требования безопасности

5.1 При проведении поверки должны выполняться общие правила техники безопасности и производственной санитарии по ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ 12.1.005-88 а также указания соответствующих разделов эксплуатационной документации средств поверки.

5.2 К проведению поверки допускаются лица, изучившие документацию на стандарт-титры, средства поверки и прошедшие местный инструктаж по технике безопасности.

## 6 Проведение поверки

### 6.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре проверяется соответствие отобранных образцов стандарт-титров СТ-рН-01 требованиям комплектности, расфасовки, упаковки, маркировки (п.п. 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 ТУ).

При положительных результатах внешнего осмотра образцы стандарт-титров считаются пригодными для дальнейшего проведения поверки.

### 6.2 Определение массы навески вещества, входящего в состав стандарт-титра, и относительной погрешности массы навески

6.2.1 Массу навески  $m_i$  вещества, входящего в состав стандарт-титра, определяют по разнице масс флакона с навеской и пустого флакона. Измерения выполняют не менее чем на 3-х образцах. При взвешивании используют аналитические весы, класс точности 2 по ГОСТ 24104-88Е, погрешность взвешивания — не более 0,0005 г.

6.2.2 Относительную погрешность  $\Delta m_i$ , %, массы навески для каждого из образцов определяют по формуле:

$$\Delta m_i = \frac{m_i - m_n}{m_n} \cdot 100 \%, \quad (1)$$

где  $m_n$  — номинальная масса навески химического вещества, входящего в состав стандарт-титра, г (по таблице в Приложении А);

$m_i$  — результат измерения по п. 6.2.1 массы  $i$ -го образца, г.

$i$  — номер образца стандарт-титра;

Результат проверки является положительным, если вычисленные по формуле (1) значения  $\Delta m_i$ , % находятся в диапазоне  $\pm 0,2\%$  (веществ для приготовления насыщенных растворов гидротартрата калия и гидрооксида кальция —  $\pm 1\%$ ).

### 6.3 Определение pH и абсолютной погрешности pH буферных растворов — рабочих эталонов pH 2-го и 3-го разрядов

6.3.1 Определение pH буферных растворов — рабочих эталонов 2-го разряда, приготовленных из образцов стандарт-титров в соответствии с указаниями инструкции по применению ГИШЕ.410408.501 Д6, выполняется с помощью компаратора pH КрН-01 — рабочего эталона pH 1-го разряда ( $\Delta pH = \pm 0,001$ ) с применением буферных растворов — рабочих эталонов pH 1-го разряда ( $\Delta pH = \pm 0,004$ ). Постоянную температуру буферных растворов поддерживают при помощи термостата с погрешностью  $\pm 0,05^{\circ}\text{C}$ . Измерения проводят не менее чем на 3-х образцах стандарт-титров.

Измерения проводят в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации компаратора КрН-01 МГФК.41438.01РЭ.

6.3.2 Значение pH  $i$ -го испытываемого буферного раствора — рабочего эталона 2-го разряда вычисляют по формуле:

$$pH(X)_i = pH(S) + \Delta pH_i \quad (2)$$

где:

$X$  – испытываемый буферный раствор;

$S$  – буферный раствор — рабочий эталон 1-го разряда;

$i$  – номер испытываемого буферного раствора;

$pH(X)_i$  – pH  $i$ -го испытываемого буферного раствора;

$pH(S)$  – pH буферного раствора — рабочего эталона 1-го разряда;

$$\Delta pH_i = \frac{\Delta E_i * F}{RT \ln 10} \quad \text{измеренное с помощью компаратора отклонение значения pH } i\text{-го}$$

испытываемого буферного раствора от значения pH буферного раствора — рабочего эталона 1-го разряда;

$\Delta E_i$  – измеренная с помощью компаратора разность потенциалов в испытываемом буферном растворе и в буферном растворе — рабочем эталоне 1-го разряда;

$T$  – температура раствора,  $^0K$ ;

$R$  – универсальная газовая постоянная;

$F$  – константа Фарадея.

6.3.3 Определение pH буферных растворов — рабочих эталонов pH 3-го разряда, приготовленных из образцов стандарт-титров в соответствии с указаниями инструкции по применению ГИШЕ.410408.501 Д6, выполняется на эталонном pH-метре 2-го разряда с применением буферных растворов — рабочих эталонов pH 2-го разряда ( $\Delta pH = \pm 0,01$ ). Измерения проводятся не менее чем на 3-х образцах стандарт-титров.

Измерения выполняют в следующей последовательности:

- электроды помещают в стакан с исследуемым буферным раствором. Постоянную температуру буферных растворов  $25^0C$  поддерживают при помощи термостата с погрешностью не более  $\pm 0,5^0C$ ;
- градуируют pH-метр в соответствии с инструкцией по эксплуатации при помощи буферных растворов - рабочих эталонов 2-го разряда;
- выполняют измерения  $pH_i$  в буферных растворах, приготовленных из отобранных для испытаний образцов стандарт-титров (не менее 3-х).

6.3.4 Абсолютную погрешность  $\Delta pH_i$  для каждого из образцов вычисляют по формуле

$$\Delta pH_i = (pH_i - pH_{nom}), \quad (3)$$

где  $pH_i$  – результат измерения pH буферного раствора  $i$ -го образца стандарт-титра;

$pH_{nom}$  – номинальное значение pH (по таблице в Приложении А).

6.3.5 Результат проверки является положительным, если вычисленные по формуле (3) значения  $\Delta pH_i$  находятся в диапазоне:

для буферных растворов – рабочих эталонов pH 2-го разряда —  $\pm 0,01$ ;

для буферных растворов – рабочих эталонов pH 3-го разряда —  $\pm 0,03$ .

## 7 Обработка результатов измерений

7.1 Исходные данные и промежуточные результаты измерений при поверке фиксируются в рабочем журнале.

7.2 Необходимые расчеты выполняются по формулам, приведенным в тексте описания методик. Вычисления проводятся с учетом правил округления и удержания количества значащих цифр. Расчеты и вычисления выполняются в рабочем журнале.

7.3 Итоговые результаты измерений и расчетов при поверке оформляются протоколом и подписываются исполнителями.

## 8 Оформление результатов поверки

8.1 Результаты поверки оформляются в соответствии с требованиями ПР 50.2.006-94.

8.2 При положительных результатах поверки партии стандарт-титров присваивают название **«Стандарт-титры для приготовления буферных растворов — рабочих эталонов pH 2-го (3-го) разряда СТ-рН-01»** и на нее оформляется свидетельство о поверке установленного образца.

8.3 При отрицательном результате хотя бы одной из выполненных операций поверки партию стандарт-титров признают негодной для применения в качестве рабочих эталонов pH и к применению не допускают.

Директор ЦФХЭИ ФГУП «ВНИИФТРИ»



О.В. Карпов

Генеральный директор ООО «ЦСОВВ»



А.Н. Атанов



**Приложение А**  
**(обязательное)**

Характеристики стандарт-титров

для приготовления буферных растворов — рабочих эталонов pH 2-го и 3-го разрядов

Химический состав стандарт-титров	Масса* веществ, входящих в состав стандарт-титра, (г)	Концентрация веществ в рабочем эталоне, (моль/кг)	Значение pH рабочего эталона при 25 °C
1	2	3	4
1. Калий тетраоксалат $\text{KH}_3(\text{C}_2\text{O}_4)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	25,220	0,1	1,48
2. Калий тетраоксалат $\text{KH}_3(\text{C}_2\text{O}_4)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	12,610	0,05	1,65
3. Калий гидротартрат $\text{KHC}_4\text{H}_4\text{C}_6$	9,500	насыщенный при 25 °C	3,56
4. Калий гидрофталат $\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4$	10,120	0,05	4,01
5. Уксусная кислота $\text{CH}_3\text{COOH}$ Натрий ацетат $\text{CH}_3\text{COONa}$	6,010 8,000	0,10 ** 0,10	4,64
6. Уксусная кислота $\text{CH}_3\text{COOH}$ Натрий ацетат $\text{CH}_3\text{COONa}$	0,600 0,820	0,01 ** 0,01	4,71
7. Пиперазинфосфат $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{N}_2\text{H}_3\text{PO}_4$	1,718	0,02	6,26
8. Калий дигидрофосфат $\text{KH}_2\text{PO}_4$ Натрий гидрофосфат $\text{Na}_2\text{HPO}_4$	3,390 3,530	0,025 0,025	6,86
9. Калий дигидрофосфат $\text{KH}_2\text{PO}_4$ Натрий гидрофосфат $\text{Na}_2\text{HPO}_4$	1,180 4,300	0,008695 0,03043	7,41
10. Калий дигидрофосфат $\text{KH}_2\text{PO}_4$ Натрий гидрофосфат $\text{Na}_2\text{HPO}_4$	1,356 5,660	0,010 0,040	7,43
11. Трис $(\text{HOCH}_2)_3\text{CNH}_2$ Трис гидрохлорид $(\text{HOCH}_2)_3\text{CNH}_2\text{HCl}$	2,019 7,350	0,01667 0,04667	7,65
12. Натрий тетраборат 10-водный $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$	3,810	0,010	9,18
13. Натрий тетраборат 10-водный $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$	19,000	0,05	9,18
14. Натрий карбонат $\text{Na}_2\text{CO}_3$ Натрий гидрокарбонат $\text{NaHCO}_3$	2,640 2,090	0,025 0,025	10,00
15. Кальций гидрооксид $\text{Ca}(\text{OH})_2$	1,800	насыщенный при 20 °C	12,43

\* - приведены массы навесок для приготовления 1 дм<sup>3</sup> (1 л) буферного раствора  
\*\* - приведена молярная концентрация веществ, моль/дм<sup>3</sup>