



КОНТРОЛЬНЫЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР

Рефрактометр  
универсальный  
лабораторный  
•У Р Л

з.п. 3956-43

МОДЕЛЬ 1

Паспорт

K62.854 001 ПС

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ И МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ СЕТЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И КОМПЛЕКСНОГО МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО АСТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГИСТРИРОВАНИЯ»  
634012, Томская область  
г. Томск, ул. Косыгина, 17-3

Томский Центр стандартизации,  
метрологии и сертификации  
г. Томск, ул. Косыгина, 17-3

Продолжение приложения 4					
% саха- ром	n <sub>D</sub> 20	% саха- ром	n <sub>D</sub> 20	% саха- ром	n <sub>D</sub> 20
87,0	1,5085	89,7	1,5157	92,4	1,5229
87,1	1,5088	89,8	1,5160	92,5	1,5232
87,2	1,5091	89,9	1,5163	92,6	1,5234
87,3	1,5093	90,0	1,5165	92,7	1,5237
87,4	1,5096	90,1	1,5168	92,8	1,5240
87,5	1,5099	90,2	1,5171	92,9	1,5242
87,6	1,5101	90,3	1,5173	93,0	1,5245
87,7	1,5104	90,4	1,5176	93,1	1,5248
87,8	1,5107	90,5	1,5179	93,2	1,5250
87,9	1,5109	90,6	1,5181	93,3	1,5253
88,0	1,5112	90,7	1,5184	93,4	1,5256
88,1	1,5115	90,8	1,5187	93,5	1,5258
88,2	1,5117	90,9	1,5189	93,6	1,5261
88,3	1,5120	91,0	1,5192	93,7	1,5263
88,4	1,5123	91,1	1,5195	93,8	1,5266
88,5	1,5125	91,2	1,5197	93,9	1,5269
88,6	1,5128	91,3	1,5200	94,0	1,5271
88,7	1,5131	91,4	1,5203	94,1	1,5274
88,8	1,5133	91,5	1,5205	94,2	1,5277
88,9	1,5136	91,6	1,5208	94,3	1,5279
89,0	1,5139	91,7	1,5210	94,4	1,5282
89,1	1,5141	91,8	1,5213	94,5	1,5284
89,2	1,5144	91,9	1,5216	94,6	1,5287
89,3	1,5147	92,0	1,5218	94,7	1,5290
89,4	1,5149	92,1	1,5221	94,8	1,5292
89,5	1,5152	92,2	1,5224	94,9	1,5295
89,6	1,5155	92,3	1,5226	95,0	1,5298

## УКАЗАНИЯ ПО ПОВЕРКЕ

КБ 2.854.001 МУ

Таблица

Приложение 5

Настоящие указания распространяются на рефрактометры лабораторные универсальные УРЛ и устанавливают методы и средства их первичной и периодической поверки.

## 1. Операции и средства поверки

1.1. При проведении поверки должны выполняться операции и применяться средства поверки, указанные в таблице.

Наименование операций	Номера пунктов настоящих МУ	Средства поверки и их нормативно-технические характеристики	Обязательность проведения операций при:		
			выпуске из производств	ремонте	эксплуатации и хранения
1 Проверка внешнего вида и комплектности	4.1		да	нет	нет
2 Проверка качества сборки и взаимодействия подвижных узлов	4.2.1		да	да	да
3 Проверка проточности и герметичности полостей камер	4.2.2	Стенд, обеспечивающий приток воды под давлением Манометр МТ-3, класса 4 с пределами 0-16 кгс/см <sup>2</sup> ГОСТ 8625-77	да	да	да

## Продолжение приложения Б

Назначение операций	Номера пунктов настоящих МУ	Средства поверки и их нормативно-технические характеристики	Обязательность проведения операций при:		
			выпуске из производства	ремонте	эксплуатации и хранения
4 Определение пределов диоптрийной изводки окуляра	4.3.1	Диоптрийная трубка с пределами измерения $\pm 5$ диоптрий	нет	да	да
5 Проверка юстировка оптической системы, качества поля зрения в шкале	4.3.2	Дистиллированная вода по ГОСТу 6709-72, образцовые призмы для поверки рефрактометров, монобромнафталин по ТУ-6-09-186-70	да	да	да
6 Проверка юстировка дисперсионного компенсатора	4.3.3	Установка с натриевой лампой DHaC-18 и светофильтр для выделения длины волны 589,25 нм, состоящий из стекол ЗС-8 (толщина 1 мм) и ОС-13 (толщина 5 мм) по ГОСТ 94И-81	да	да	да
7 Проверка установки нуль-пункта	4.3.4	Термостат с пределом допускаемой погрешности термостатирования $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ , дистиллированная вода по ГОСТ 6709-72	да	да	да

## Продолжение приложения Б

Назначение операций	Номера пунктов настоящих МУ	Средства поверки и их нормативно-технические характеристики	Обязательность проведения операций при:		
			выпуске из производства	ремонте	эксплуатации и хранения
8 Определение погрешности	4.3.5	Термостат с пределом допускаемой погрешности термостатирования $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ , дистиллированная вода по ГОСТ 6709-72, образцовые призмы для поверки рефрактометров, монобромнафталин по ТУ6-09-186-70	да	да	да
9 Определение склонности показаний	4.3.6	Плоскопараллельное стекло по ГОСТ 2923-75	нет	да	да
10 Проверка плоскости рабочей плоскости призмы контрольной	4.3.7	Рефрактометр с пределом допускаемой погрешности $\pm 2,10^{-4}\text{nD}$	нет	да	нет
11 Определение погрешности аттестации призмы контрольной	4.3.8	Индикатор-микрометр КИ с пределами 0-6 мм класса 0,01 на специальной подставке П-образной формы	нет	да	нет
12 Проверка величины зазора между измерительной и осветительной призмами	4.3.9		нет	да	нет

## Продолжение приложения 5

Наименование операций	Номера пунктов настоящих МУ	Средства поверки и их нормативно-технические характеристики	Обязательность проведения операций при:		
			выпуске из производств	ремонте	эксплуатации и хранения
13 Проверка сопротивления изоляции	4.3.10	Мегомметр с испытательным напряжением 500 В, класса 1 по ГОСТ 23706.79	да	да	да
14 Проверка электрической прочности изоляции	4.3.11	Испытательная установка мощностью не менее 0,25 кВт	нет	да	нет

1.2. Приборы, находящиеся в эксплуатации, подлежат поверке согласно ГОСТ 8.002-71 один раз в год.

## 2. Условия поверки

2.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

—температура окружающего воздуха  $10\div35^{\circ}\text{C}$ ;

—относительная влажность воздуха при  $20^{\circ}\text{C}$  не более 80 %;

—атмосферное давление  $720\div780$  мм рт. ст. ( $95\div103$  кПа);

—напряжение питания  $220\div33$  В;

—частота электрического питания  $50\pm1$  Гц;

—механические колебания и вибрации должны отсутствовать;

—камеры рефрактометра, в которых укреплены измерительная и осветительная призмы, должны терmostатироваться при температуре  $20\pm0,1^{\circ}\text{C}$ .

## 3. Подготовка к поверке

3.1. Перед проведением поверки должны быть выполнены подготовительные работы, изложенные в разделе 8 «Подготовка к работе» паспорта К62.854.001 ПС.

3.2. Поверка рефрактометра производится с помощью набора образцовых призм, аттестованных Госстандартом СССР.

## 4. Проведение поверки

## 4.1. Внешний осмотр.

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие рефрактометра следующим требованиям:

—на поверхностях металлических деталей не должно быть повреждений и дефектов, ухудшающих внешний вид рефрактометра;

—на плоскостях измерительной и осветительной призм не должно быть царапин и выколок;

—комплектность рефрактометра должна соответствовать перечню раздела 4 «Комплектность поставки» паспорта К62.854.001 ПС.

## 4.2. Опробование.

4.2.1. Опробованием производят поверку плавности на-водки окуляра, плавности перемещения рукоятки шкала, компенсатора дисперсионного, оправы осветительной призмы относительно шарнира и кронштейна с осветителем. При этом необходимо убедиться в надежности крепления осветителя,

4.2.2. Проверку проточности и герметичности камер рефрактометра производят на специальном стенде, при этом сначала проверяется проточность камер, а затем создается давление величиной 2,5·10<sup>5</sup> Па и выдерживается в течение 3 минут. В процессе испытания давление не должно падать более, чем на 200 Па. При этом не должно наблюдаться течи, появление капель и запотевание поверхности призм.

#### 4.3. Определение метрологических параметров.

4.3.1. Определение пределов диоптрийной наводки окуляра рефрактометра производят с помощью диоптрийной трубы с пределами измерения  $\pm 5$  диоптрий с пределом допускаемой погрешности  $\pm 0,1$  диоптрии следующим образом:

— устанавливают диоптрийную трубку на бесконечность, т. е. на резкую видимость бесконечно удаленного предмета при положении индекса шкалы диоптрийной трубы на значении  $\infty$ .

— приставляют ее к окуляру рефрактометра и выставляют его так, чтобы наблюдавшая через диоптрийную трубку панорама была резко видна;

— это положение окуляра рефрактометра соответствует нулевому положению диоптрийной наводки окуляра;

— затем ввинчивают окуляр рефрактометра до упора, наводят диоптрийную трубку на резкое изображение шкалы и по шкале диоптрийной трубы производят отсчет, который должен быть не менее  $-3,5$  диоптрий;

— то же повторяют при винчении положении окуляра рефрактометра, при этом отсчет по шкале диоптрийной трубы должен быть не менее  $+3,5$  диоптрий.

4.3.2. Проверку юстировки оптической системы, качества поля зрения и шкал рефрактометра производят путем наблюдения в окуляр поля зрения, границы светотени, шкал и сетки при измерении воды листиллированной и призм образцовых.

✓ При этом поле зрения рефрактометра должно удовлетворять следующим требованиям:

— должно быть чистым и иметь очертание круга, разделенного границей светотени на две половины (светлую и темную);

— светлая половина поля зрения должна быть равномерно освещена и не иметь окрашенности при работе в про-

ходящем и в отраженном свете;

— граница светотени должна быть резкой, контрастной без окраски по всей длине в любой точке шкалы;

— при работе в отраженном свете и с мутными жидкостями допускается снижение контрастности в пределах, дающих четкую фиксацию границы светотени;

— фон поля должен быть черным и иметь контрастный контур без цветной окраски;

— штрихи и однородность шкал, а также перекрестье сетки, должны быть резкие и контрастные в пределах всего поля зрения и без дефектов, затрудняющих проведение отсчета;

— граница светотени должна быть параллельна штрихам шкал по всей длине шкал; видимая глазом непараллельность не допускается;

— центр перекрестья сетки при перемещении ее вдоль шкал должен проходить симметрично относительно левой стороны шкалы на расстоянии равном, примерно, длине малого штриха шкалы;

— все указанные выше требования должны соблюдаться при перемещении окуляра рукоткой от начала до конца шкал;

— шкалы и сетка, наблюдаемые в поле зрения одновременно с границей светотени, должны быть установлены без видимого параллакса в фокальной плоскости объектива, в которой сфокусирована граница светотени.

Параллакс сетки по отношению к границе светотени проверяется диоптрийной трубкой путем установки ее на резкость по границе светотени и затем по сетке. Разность отсчетов по шкале диоптрийной трубы между первой и второй установки не должна превышать 0,2 диоптрии.

Параллакс между шкалой и границей светотени проверяется аналогично и также не должен превышать 0,2 диоптрии.

4.3.3. Проверяют юстировку листперсиионного компенсатора рефрактометра путем измерения показателей преломления листиллированной волны в натриевом свете при вращении лимба листперсиионного компенсатора на  $180^\circ$  и наблюдения за границей светотени. При этом не должно наблюдаться смешение границы светотени более, чем на одно деление шкалы.

4.3.4. Проверку установки нуль-пункта рефрактометра производят:

по воде листиллированной ГОСТ 6709-72 с  $n_D = 1,33299$  при температуре  $20^\circ\text{C} \pm 0,1^\circ\text{C}$ . При этом отсчет должен быть  $1,33299$  по п. II 0% по шкале сухих веществ.

Юстировочным ключом устанавливают границу светотени на деления шкал, соответствующим указанным выше, и затем, смешав границу светотени вверх и вниз от указанно-

го положения, подсчитывают количество делений, на которое возможно смещение границы светотени ключом.

Количество делений, на которое возможно смещение границы светотени, не должно быть менее  $\pm 10$ .

4.3.5. Определение погрешности рефрактометра производят при термостатировании камеры до температуры  $20 \pm 0,1^\circ\text{C}$  после установки нуль-пункта по призмам образцовым, имеющим погрешность, аттестации показателя преломления  $n_D$  не превышающей  $\pm 2 \cdot 10^{-5}$  и средней листерсии ( $n_F - n_C$ ),

не превышающей  $\pm 2 \cdot 10^{-5}$ .

Призмы образцовые по показателю преломления должны быть близки к следующим значениям по  $n_D$ :

— для модели 1  $n_D \approx 1.48$

— для модели 1  $n_D \approx 1.54$

— для модели 1  $n_D \approx 1.65$ .

Призмы образцовые могут быть заменены жидкостями, аттестованными по показателю преломления  $n_D$  и средней листерсии ( $n_F - n_C$ ) с тем же пределом допускаемой погрешности, что и призмы образцовые.

Совмещение границы светотени с перекрестьем сетки производят рукояткой путем перемещения ее снизу вверх и сверху вниз. Погрешность определяется как разность между средним арифметическим трех измерений и действительным значением измеряемой величины образцовой меры.

Для проверки погрешности шкалы сухих веществ по сахарозе значение показателя преломления  $n_D$  образцовой меры необходимо перевести в значение указанной шкалы по приложению 4.

При проверке погрешности установку призм образцовых и расчет средней листерсии производят согласно Методике, указанной в паспорте К62-854.001 ПС, раздел 9, «Порядок работы».

Измеренные значения погрешности не должны быть более:

— по шкале показателей преломления,  $n_D \pm 1 \cdot 10^{-4}$ ;

— по шкале сухих веществ (по сахарозе)  $\% \pm 0,1$ ;

— по средней листерсии  $\pm 2 \cdot 10^{-4}$ .

4.3.6. Определение сходимости показаний рефрактометра производят определением наибольшей разности между повторными показаниями, соответствующими одному и тому же значению измеряемой величины при неизменных внеш-

них условиях путем установления разности между наибольшим и наименьшим значениями пяти измерений, полученных при измерении одной и той же призмы образцовой. Сходимость определяют в трех точках шкалы.

Измеренная величина сходимости показаний не должна быть более:

— по шкале показателей преломления,  $n_D \quad 1 \cdot 10^{-4}$ ;

— по шкале сухих веществ (по сахарозе)  $\% \quad 0,1$ .

4.3.7. Проверку плоскости рабочей плоскости призмы контролльной производят методом наложения на плоскость призмы плоскопараллельного стекла по ГОСТ 2923-75, наложением через него и подсчетом интерференционных полос, число которых не должно быть более двух.

4.3.8. Проверку погрешности аттестации контрольной призмы производят на рефрактометре с погрешностью  $\pm 2 \cdot 10^{-5} n_D$  при температуре от  $\pm 15^\circ\text{C}$  до  $+25^\circ\text{C}$ . Колебания температуры за период измерения не должны превышать  $1^\circ\text{C}$ .

Измеренные значения показателей преломления  $n_D$  листерсии ( $n_F - n_C$ ) не должны отличаться от выравниванных на призмах более, чем на  $\pm 2 \cdot 10^{-5} n_D$  и не более, чем на  $\pm 2 \cdot 10^{-4} (n_F - n_C)$ .

4.3.9. Проверку величины зазора между измерительной и осветительной призмами производят индикатором микрометром на специальной подставке, имеющей Г-образную форму.

Первоначально индикатор ставят на плоскость и устанавливают нуль индикатора-микрометра.

Затем ставят индикатор на каждую половину камер так, чтобы подставка опиралась на плоскость камеры, а стержень индикатора опускался на призму, и определяют положение плоскости призмы по отношению к плоскости камеры.

Суммарная величина зазора между призмами должна быть не менее 0,02 мм и не более 0,04 мм.

При этом плоскость измерительной призмы должна быть ниже по отношению к плоскости камеры на 0,01 мм или на одном уровне с ней.

Выступ плоскостей призм по отношению к плоскостям камер не допускается.

4.3.10. Проверку сопротивления изоляции производят мегометром с испытательным напряжением 500В при температуре окружающего воздуха  $20 \pm 5^\circ\text{C}$  и относительной влажности  $65 \pm 15\%$ . Мегомметр подключают между корпусом и сетевой вилкой прибора. При этом сопротивление изоляции должно быть не менее 40 МОм.

#### 4.3.11. Проверку электрической прочности изоляции нас.

4.3.1.1. Проверку электрической прочности изоляции проводят на испытательной установке мощностью не менее 0,25 кВт на стороне высокого напряжения при температуре окружающего воздуха  $20 \pm 5^\circ\text{C}$  и относительной влажности  $65 \pm 15\%$ .

Испытательное напряжение должно прокладываться между цепями, указанными в п. 4.3.10. При этом изоляция должна выдерживать в течение 1 мин. испытательное напряжение 1500 В практически синусоидального переменного тока частотой 50 Гц.

## 5. Оформление результата избрания

5.1. Результаты поверки рефрактометра оформляются протоколом (см. приложение 6).

**5.2. Положительные результаты поверки заносятся в паспорт рефрактометра и заверяются в порядке, установленном в органах метрологической службы.**

**5.3.** Рефрактометры, прошедшие поверку с отрицательными результатами, к применению не допускаются и изымаются из обращения в порядке, установленном в органах метрологической службы.

## 2. Результаты опробования

3. Результаты поверки метрологических характеристик  
Погрешность:  
— по шкале показателей преломления  $n_D$   
— по шкале сухих веществ, %;  
— по средней дисперсии ( $n_F - n_C$ ).

### 3. Результаты поверки метрологических характеристик.

— по шкале показателей пропиления,  $\pi_D$   
 — по шкале сухих веществ, %;  
 — по средней дисперсии ( $n_F - n_C$ ).

№ рефрактометра \_\_\_\_\_  
Завод-изготовитель 3-й «Автоматика» г. Кирсакан  
Дата выпуска \_\_\_\_\_  
Кому принадлежит рефрактометр \_\_\_\_\_

# ПОВЕРКИ рефрактометра лабораторного универсального УРЛ МОДЕЛЬ 1