

РД 92-7179-93

Экз. № 14

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ


МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Проверка лабораторной мерной стеклянной
посуды и преобразов

РД 92-7179-93

Всего страниц 49

| | | |
|-------------------|--------------|------------|
| Фамилия и фамилия | Бланк инв. № | Номер о.з. |
| Ф.И.О. | Бланк инв. № | Номер о.з. |



СОГЛАСОВАНО

Зам.директора ВНИИР
Немиров М.С.
Письмо № 784/07-14
от 21.07. 93

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦКБ

 О.Д. Соколов

"5" / 1993 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор фирмы "СТАНКАС"
НПО "ТЕХНОМАШ"
Калиничев В.В.
Письмо № 320-14/2518
от 01.07. 93


ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ
РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПОВЕРКА ЛАБОРАТОРНОЙ МЕРНОЙ СТЕКЛЯННОЙ
ПОСУДЫ И ПРИБОРОВ

РД 92-4179-93

| | | | | | |
|-----|--------|----------------|--------|--------|--------|
| Имя | № подп | Подпись и дата | Изв. № | Изв. № | Изв. № |
| | | | | | |

Начальник СКТБ СП

 С.И. Базанов

Начальник отдела
стандартизации

 А.С. Прокудина

Исполнитель, инж. II кат.

 В.Б. Солдатова

Нормоконтроль

 О.Б. Уткина

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ

РД 92-7179-93

Проверка лабораторной мерной
стеклянной посуды и приборов

ОКСТУ 4309

Дата введения 1994-07-01

Настоящие методические указания устанавливают методы первичной поверки мерной лабораторной стеклянной посуды и приборов: цилиндров, мензурок, колб и пробирок по ГОСТ 1770; пинзетов по ГОСТ 29227, ГОСТ 29228, ГОСТ 29229, ГОСТ 29230, ГОСТ 29169; бюреток по ГОСТ 29251, ГОСТ 29252, ГОСТ 29253; приемников-ловушек аппаратов для количественного определения содержания воды в нефтяных, пищевых и других продуктах по ТУ 25-2024.010; измерительных колб к вискозиметру ВУ по ГОСТ 1632; отстойников по ТУ 92-865.001; колб для определения содержания сахара по ТУ 25-2034.II58; измерительных стаканов к осадкомеру и дождеметру по ТУ 25-2034.II59; бюреток комплектов оборудования для газовых анализов по ТУ 92.891.006, а также другой лабораторной мерной стеклянной посуды и приборов (далее - мер емкости), имеющих аналогичную конструкцию, изготавливаемых по нормативно-технической документации (НТД), утвержденной в установленном порядке.

I. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

I.I. При проведении поверки должны выполняться операции и применяться средства поверки, указанные в таблице.

| Наименование операции | Номер пункта методических указаний | Наименование образцового средства измерения или вспомогательного средства поверки, согласованное НГД , регламентирующего технические требования к средству, разряд по государственной поверочной схеме и (или) метрологические характеристики |
|---|------------------------------------|--|
| Внешний осмотр | 6.1 | - |
| Определение основных размеров | 6.2 | Штангенциркуль с пределом измерения до 250 мм и ценой деления 0,1 мм по ГОСТ 166; измерительная линейка по ГОСТ 427 |
| Проверка качества отлива стекла | 6.3 | Полярископ-поляриметр типов ПКС-125, ПКС-250, ПКС-250М, полярископ типа ПКС-500 по технической документации, утвержденной в установленном порядке; ступенчатые клинья |
| Проверка герметичности кранов бюреток | 6.4 | Лабораторный стеклянный стакан по ГОСТ 25336; секундомер по ТУ 25-1819.0021 |
| Определение вместимости стеклянных мер: I-го класса точности | 6.5.1. | Лабораторные весы, аттестованные в качестве образцовых 3-го разряда по ГОСТ 24104; Образцовые гири 3-го разряда и наборы граммовых и миллиграммовых образцовых гирь 3-го разряда по ГОСТ 7328; |

Продолжение

| Наименование операции | Номер пункта методических указаний | Наименование образцового средства измерения или вспомогательного средства поверки, регламентирующего технические требования к средству, разряд по государственной поверочной схеме и (или) метрологические характеристики |
|---|------------------------------------|--|
| 2-го класса точности и без установленного класса точности | 6.5.2 | <p>дистиллированная вода по ГОСТ 6709, лабораторный термометр с ценой деления 0,1 °C по ТУ 25-2021-003;</p> <p>лабораторные стеклянные стаканы и колбы по ГОСТ 25336;</p> <p>покровное стекло по ГОСТ 6672;</p> <p>стаканчики для взвешивания по ГОСТ 25336;</p> <p>штатив;</p> <p>воронка</p> <p>Образцовые меры вместимости I-го разряда (пипетки и бюретки) по ГОСТ 8.100;</p> <p>лабораторные весы, аттестованные в качестве образцовых 3-го разряда по ГОСТ 24104;</p> <p>образцовые гири 3-го разряда и наборы граммсовых и миллиграммсовых образцовых гирь 3-го разряда по ГОСТ 7328;</p> <p>дистиллированная вода по ГОСТ 6709;</p> <p>стеклянный стакан или колба по ГОСТ 25336;</p> <p>стаканчики для взвешивания по ГОСТ 25336;</p> |

Продолжение

| Наименование операции | Номер пункта методических указаний | Наименование образцового средства измерения или вспомогательного средства поверки, регламентирующего технические требования к средству, разряд по государственной поверочной схеме и (или) метрологические характеристики |
|--|------------------------------------|---|
| Определение вместимости бюреток и комплектов оборудования для газовых анализов | 6.5.2.10-6.5.2.12 | лабораторный термометр с ценой деления 0,1 °C по ТУ 25-2021-003; контрольный уровень по ГОСТ 3-6464; резервуар для воды; штатив; воронка; резиновая груша |
| Определение времени слива воды из пипетки и бюретки | 6.5.3 | Сообразовая пипетка 1-го разряда по ГОСТ 8.100 и приложению 5; лабораторный термометр с ценой деления 0,1 °C по ТУ 25-2021-003; дистиллированная вода по ГОСТ 6709. Секундомер по ТУ 25-1819.0021 |

С приложением. Допускается использовать вновь разработанные или находящиеся в применении образцовые средства измерения, приспособленные метрологическую аттестацию в органах Государственной метрологической службы и удовлетворяющие требованиям настоящих методических указаний.

Для поверки мер вместимости 2 класса точности или без установленного класса точности допускается использование прокипяченной воды.

2. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

2.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

температура воды и окружающей среды $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$;

изменение температуры воды во время поверки:

$2 ^\circ\text{C}$ - для мер вместимости I-го класса точности и бюреток комплектов оборудования для газовых анализов;

$5 ^\circ\text{C}$ - для мер вместимости 2-го класса точности и без установленного класса точности.

2.2. При поверке мер вместимости I-го класса точности температуру воды измеряют в конце поверки в стакане или колбе; при поверке мер вместимости 2 класса и без установленного класса точности - в резервуаре, из которого наполняется мера через каждый час работы.

2.3. Температуру воды и окружающей среды измеряют с погрешностью не более $\pm 0,5 ^\circ\text{C}$.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К поверке допускаются лица, прошедшие обучение и аттестацию в качестве ведомственных поверителей в ЦИСМ в соответствии с РД 50-599.

4. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

4.1. Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

при необходимости очищают поверяемые меры вместимости, стаканы, колбы, стаканчики для взвешивания. Способы очистки приведены в приложении I;

С.6 РД 92-7179-93

высушивают поверяемые меры, вымеренные на наливной объем, а также стаканы, колбы, стаканчики для взвешивания;

смачивают поверяемые меры, вымеренные на отливной объем и образцовые меры, используемые для вымерения отливных мер.

Меры, находящиеся в температурных условиях, отличных от условий поверки или подвергшиеся нагреванию, выдерживают в течение 3-5 ч при температуре окружающей среды.

4.2. Для правильного отсчета устанавливают отметку шкалы на уровне глаза так, чтобы видеть ее как касательную к кривизне мениска. Отсчитывание показаний производят по нижнему краю мениска, в точке касания его верхней части отметки.

4.3. При снятии показаний для получения резко очерченного контура мениска пользуются экраном из молочного стекла, стекла, окрашенного белой краской, или экраном из белой бумаги.

4.4. Требования к наполнению водой стеклянных мер вместимости и сливу воды - в соответствии с приложением 2.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следующие требования безопасности:

воздух рабочей зоны в помещениях для поверки по общим санитарно-гигиеническим нормам должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005; помещения, где проводится очистка посуды и приборов, должны быть оснащены общеобменной приточной и вытяжной вентиляцией.

5.2. При обращении с вредными и горючими веществами соблюдают санитарные правила и инструкции, утвержденные в установленном порядке и применяют средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.013, ГОСТ 12.4.131 и ГОСТ 12.4.132.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1. Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие:
цилиндров, мензурок, колб и пробирок - ГОСТ 1770;
пипеток - ГОСТ 29227, ГОСТ 29169;
бюretok - ГОСТ 29251;
приемников-ловушек аппаратов для количественного определения
содержания воды в нефтяных, пищевых и других продуктах -
ТУ 25-2024.010;
колб измерительных к вискозиметру типа ВУ - ГОСТ 1532;
отстойников - ТУ 92-865.001;
колб для определения содержания сахара - ТУ 25-2034.1158;
стаканов стеклянных измерительных к осадкометру и дождемеру -
ТУ 25-2034.1159;
бюretok комплектов оборудования для газовых анализов -
ТУ 92.891.006.

6.2. Основные размеры

Основные размеры посуды и приборов должны соответствовать
значениям, указанным в *НТД* на соответствую-
щие изделия.

6.3. Качество отжига

Качество отжига стекла проверяют по ГОСТ 7329 на полярископе
или полярископе-поляриметре. Разность хода лучей не должна пре-
вышать значений, указанных в *НТД* на изделия.

6.4. Герметичность кранов

Герметичность кранов бюretok проверяют по ГОСТ 29251.

6.5. Определение вместимости

6.5.1. Определение вместимости стеклянных мер I-го класса точности

Вместимость стеклянной меры I-го класса точности (кроме цилиндров) определяют массовым методом (взвешиванием дистиллированной воды, наполняющей меру) на одночашечных прямопоказывающих или двухчашечных весах, аттестованных в качестве образцовых 3 разряда. Чувствительность весов не должна превышать 0,1 предела погрешности поверяемой меры вместимости.

Взвешивание на двухчашечных весах может производиться методом замещения или методом прямого взвешивания.

При взвешивании методом замещения положение равновесия коромысла весов вычисляют по формуле

$$L = \frac{L_1 + 2L_2 + L_3}{4} \text{ или } L = \frac{L_1 + L_2}{2} \quad (1)$$

где L_1, L_2, L_3 - крайние положения указателя;

L_1, L_2 - положение равновесия коромысла в весах с успокоителем.

Если нулевое деление шкалы расположено посередине шкалы, то значения L_1, L_2, L_3 записываются со знаком плюс или минус в зависимости от того, в какой части шкалы зафиксированы значения.

Вместимость стеклянной меры I-го класса определяют не менее двух раз для независимых наполнений. За абсолютную погрешность определения вместимости меры (измеренное отклонение от номинального значения вместимости меры) принимают наибольшее отклонение вместимости от номинального значения.

Примечание. Если расхождение между двумя измерениями больше $1/2$ допускаемой погрешности меры вместимости, то измерения должны быть проведены повторно.

6.5.1.1. Определение вместимости стеклянной колбы I-го класса точности.

Вместимость колбы определяют в следующей последовательности:

взвешивают сухую колбу на одну из чашек весов, предварительно покрыв её фарфоровым стеклом. На эту же чашку помещают образцовые гири, масса которых в граммах равна массе воды в объеме номинальной вместимости поверяемой колбы, и уравновешивают весы при помощи тары, помещаемой на другую чашку;

снимают образцовые гири и колбу с чашки весов и наполняют колбу до круговой отметки дистиллированной водой;

снова помещают колбу на чашку весов, прикрыв тем же стеклом. Наруженное равновесие весов восстанавливается помещением на чашку весов с колбой или на другую чашку необходимого количества образцовых гирь.

Массу воды M в граммах, заполняющую поверяемую колбу вычисляют по формуле

$$M = m \pm m_2 \pm (L_{T_B} - L_{T_m}) S \quad (2)$$

где m - масса образцовых гирь, снятых с чашки весов, численно равная номинальной вместимости поверяемой колбы, г;

m_2 - масса образцовых гирь, добавленных на одну из чашек при восстановлении равновесия весов, г;

L_{T_B} - положение равновесия, вычисленное по формуле (1) при установке на чашку весов колбы с водой, деление шкалы;

L_{T_m} - положение равновесия, вычисленное по формуле (1) при установке на чашку весов колбы и образцовой гири, деление шкалы;

S - цена деления шкалы равновесия коромысла, мг.

При этом значение m_2 берут со знаком "плюс", если гиря помещена на чашку весов с тарой, и со знаком "минус", если она помещена на чашку весов с колбой;

перед скобкой ($L_{t_2} - L_{t_1}$) ставят знак "плюс", если нуль шкалы равновесия коромысла расположен на правом конце, и знак "минус", если нуль шкалы расположен на левом ее конце;

если нуль шкалы расположен посередине, перед скобкой также ставят знак "минус", а отсчет правее нуля берут со знаком "плюс", а левее - со знаком "минус".

При поверке на одночашечных и двухчашечных весах методом прямого взвешивания определяют массу пустой и наполненной колбы.

Измеряют температуру воды в поверяемой колбе и для данной температуры в соответствии с приложением З находят массу воды M_2 в объеме номинальной вместимости колбы при температуре поверки.

Абсолютную погрешность вычисляют по формуле

$$\Delta = M_2 - M \quad (3)$$

Пример обработки результатов поверки колбы I-го класса массовым методом приведен в приложении 4.

Отклонение от номинальной вместимости колбы I-го класса не должно превышать допускаемых значений, указанных в ГОСТ 1770.

6.5.1.2. Определение вместимости стеклянной бюретки I-го класса точности.

В бюретках подлежат поверке следующие диапазоны шкалы:

0-0,5 и 0-1 мл - в бюретках вместимостью 1 мл;

0-1 и 0-2 мл - то же 2 мл;

0-1 и 0-3 мл - ". 3 мл;

0-2 и 0-5 мл - ". 5 мл;

0-2, 0-5 и 0-10 мл - ". 10 мл;

0-5, 0-10, 0-15, 0-20 и 0-25 мл - ". 25 мл;

0-10, 0-20, 0-30, 0-40 и 0-50 мл - ". 50 мл;

0-20, 0-40, 0-60, 0-80 и 0-100 мл - ". 100 мл.

Вместимость стеклянной бюретки 1-го класса определяют массовым методом в следующей последовательности:

закрепляют бюретку держателем на штативе в вертикальном положении. Наполняют бюретку водой так, чтобы уровень её поднялся на 10 мм выше верхней отметки шкалы, слегка приоткрывают кран и осторожно понижают уровень воды в бюретке так, чтобы верхняя отметка шкалы стала бы касательной к нижнему краю мениска воды. Затем берут стакан (или бюксу), вместимость которой более чем в три раза превышает вместимость поверяемой бюретки, и помещают его на чашку весов вместе с образцовыми гирями, масса которых в граммах соответствует суммарному числу миллиметров вместимостей всех поверяемых отметок. Весы приводят в равновесие наложением тары на свободную чашку. Затем снимают стакан и часть образцовых гирь, соответствующую номинальной вместимости поверяемой отметки. Сливают в стакан воду из бюретки до поверяемой отметки и снова ставят на чашку весов. Весы приводят в равновесие добавлением на чашку весов со стаканом или на другую чашку необходимого количества образцовых гирь.

Массу воды и абсолютную погрешность вычисляют по п. 6.5.1.1.

Затем бюретку снова заполняют водой и проверяют следующую отметку шкалы, сняв с чашки весов часть образцовых гирь, соответствующую номинальной вместимости поверяемой отметки.

При работе на весах методом прямого взвешивания в стакан сливается вода до первой поверяемой отметки и взвешивается. Затем в этот же стакан сливается вода до следующей поверяемой отметки и снова взвешивается. Аналогично повторяется на всех поверяемых отметках и на номинальную вместимость. Между взвешиваниями время должно быть минимальным, не допускающим изменение уровня мениска на поверяемой отметке.

Избр. № 2

Изв. № 2

Взам. изв. №

Полис. в дата

Изв. № полис.

Изв. № полис.

Отклонение от номинальной вместимости burettes I-го класса не должно превышать допускаемых значений, указанных в ГОСТ 29251.

6.5.1.3. Определение вместимости стеклянной пипетки I-го класса точности.

Вместимость пипеток без делений с одной отметкой определяют массовым методом в следующей последовательности:

наполняют поверяемую пипетку водой до верхней отметки; устанавливают на одну из чашек весов закрытый покровным стеклом стакан (коническую колбу или бюксу) вместимостью на 10% большей, чем вместимость поверяемой пипетки. Рядом со стаканом (или колбой) помещают образцовые гири, масса которых в грешках равна массе воды в объеме номинальной вместимости поверяемой пипетки и помещая тару на свободную чашку весов, восстанавливают их равновесие;

снимают образцовые гири и стакан с чашки весов и переливают в стакан дистиллиированную воду из поверяемой пипетки. Закрыв стакан покровным стеклом, снова устанавливают его на чашку весов, и добавляя или снимая образцовые гири, приводят весы в равновесие.

Массы воды и погрешность пипетки определяют по

п. 6.5.1.1.

При проверке на одночашечных и двухчашечных весах методом прямого взвешивания определяют массу пустого стакана, сливают в него воду из поверяемой пипетки и снова взвешивают.

Определение вместимости пипеток со шкалой проводят аналогично. Отличие состоит в том, что вместимость пипеток со шкалой проверяют в двух интервалах шкалы: на половинную (или близкую к половинной) и полную вместимость, и на чашку весов рядом со стаканом устанавливают гири, масса которых в граммах равна полуторной массе воды в номинальной вместимости поверяемой пипетки.

При определении вместимости первой поверяемой отметки с чашки весов снимают часть образцовых гирь, соответствующую вместимости пипетки на поверяемой отметке.

После определения вместимости до первой поверяемой отметки пипетку снова заполняют водой до верхней отметки шкалы и, не выливая воду из стакана, определяют вместимость до второй поверяемой отметки шкалы пипетки.

Отклонение от номинальной вместимости пипетки I-го класса точности не должно превышать допускаемых значений, указанных в ГОСТ 29169, ГОСТ 29227.

6.5.2. Определение вместимости стеклянной меры 2-го класса точности и без установленного класса точности

Вместимость стеклянной меры 2-го класса и без установленного класса точности определяют дистиллированной, питьевой или прокипяченой водой объемным методом - сравнением вместимости поверяемой меры с вместимостью образцовой пипетки I-го разряда.

Вместимость меры 2-го класса точности с делениями шкалы (пипетки, бюретки, цилиндры) или без установленного класса точности (мензурки, пробирки) измеряют в двух точках диапазона,

соответствующих половинной или ближайшей к половинной (рекомендуется использовать числовую отметку, значение которой соответствует менее половины вместимости) и полной вместимости. Стаканы к осадкометру и дождеметру поверяют в точках, указанных в технических условиях.


Вместимость меры 2-го класса и без установленного класса точности определяют один раз.

П р и м е ч а н и е . Меры вместимости малого объема и при отсутствии образцовой меры I-го разряда поверку стеклянной меры 2-го класса допускается проводить один раз массовым методом по п. 6.5.I.I.

6.5.2.1. Спределение вместимости стеклянной колбы 2-го класса, колбы для определения содержания сахара и измерительной колбы к вискозиметру типа ВУ (далее - колбы):

1) Образцовую пипетку 3 закрепляют на штативе 5 в соответствии с черт. I или специальном приспособлении в вертикальном положении и соединяют её с резервуаром для воды 4, расположенным выше пипетки. Наполняют пипетку водой из резервуара до верхнего отверстия (отметки). При переливе вода сливается по трубке 2. Из пипетки воду сливают в колбу I, установленную на горизонтальную плоскость до поверяемой отметки. Затем по положению мениска воды в пипетке, который должен находиться между отметками, определяющими пределы допускаемых отклонений колбы, дают заключение о пригодности поверяемой меры;

2) допускается вместимость колбы 2-го класса определять следующим образом: наполняют образцовую б согласованную пипетку водой. Из пипетки сливают воду до её нижней отметки в поверяемую колбу. Затем, если уровень воды в



- 1 - поверяемая колба; 2 - резиновая трубка;
 3 - образцовая пипетка; 4 - резервуар для воды;
 5 - штатив.

Черт. I

колбе окажется выше или ниже отметки, указывающей номинальную вместимость, образцовой пипеткой с делениями добавляют или отбирают необходимое количество воды до установления мениска точно на поверяемой отметке. Количество добавленной или отобранный воды в миллиметрах соответствует отклонению от номинальной вместимости поверяемой меры.

Стрелка от номинальной вместимости колбы 2-го класса не должно превышать значений, указанных в ГОСТ 1770, колбы для определения содержания сахара - ТУ 25-2034-И158, измерительной колбы к вискозиметру типа ВУ - ГОСТ 1532.


6.5.2.2. Определение вместимости стеклянной бюретки 2-го класса точности

Поверяемую бюретку 2 в соответствии с черт. 2 укрепляют на штативе 3 при помощи зажима 4 рядом с образцовой пипеткой I, вместимость которой равна вместимости поверяемых диапазонов так, чтобы нижняя отметка бюретки была выше верхней отметки образцовой пипетки.

Пипетку I соединяют с поверяемой бюреткой 2 при помощи соединительной резиновой трубки 6.

Открывают краны 7 и 8 и заполняют систему водой из резервуара 5. Как только вода в пипетке I поднимается выше нижней отметки, кран 8 закрывают и заполняют бюретку 2 выше верхней отметки шкалы. Затем закрывают кран 7 и проверяют систему на отсутствие пузырьков воздуха. Устанавливают мениск воды в бюретке точно на верхнюю отметку шкалы, выпуская излишки воды через пипетку, приоткрывая краны 8, 9 но не допуская снижения уровня воды в пипетке ниже нижней отметки. Приоткрывают сливной кран 9 и устанавливают мениск воды на нижнюю отметку пипетки. Воду сливают в стакан 10. Затем открывают полностью кран 8 и сливают в пипетку воду из бюретки 2 до первой поверяемой отметки шкалы.

| | |
|---------------|--|
| Номер, и дата | |
| Проверка | |
| Испытуемый | |
| Номер, и дата | |



1 - образцовая пипетка; 2 - поверяемая buretka;
 3 - штатив; 4 - зажим; 5 - резервуар для воды;
 6 - резиновая трубка; 7,8,9 - краны; 10 - стакан.

Черт. 2

Как только уровень воды в бюретке 2 понизится и скажется на несколько делений выше поверяемой отметки, кран 8 закрывают и выждают 15 с. Ко истечении этого времени открывают кран 8 и доводят мениск воды в бюретке 2 до поверяемой отметки.

Затем по положению мениска воды в пипетке, который должен находиться между отметками, определяющими пределы допускаемых отклонений проверяемого интервала шкалы бюретки, дают заключение о пригодности поверяемой бюретки.

После этого поверяют следующую отметку шкалы бюретки.


Для бюреток с внутренней трубкой, служащей для автоматической установки уровня отмериваемой воды на нулевой отметке, проверяют правильность изготовления этой трубы. Для этого исследуют постоянство значения полной вместимости двукратным определением ее объема. Если расхождение между параллельными измерениями не превышает значения допустимого отклонения от номинальной вместимости, то бюретка признается годной.

Отклонение от номинальной вместимости бюретки 2-го класса не должно превышать допускаемых значений, указанных в ГОСТ 29251.

6.5.2.3. Определение вместимости стеклянной пипетки I-го класса точности.

Вместимость пипетки без делений с одной и двумя отметками и пипетки с делениями определяют объемным методом по образцовой пипетке I-го разряда соответствующей вместимости по схеме в соответствии с черт. 3.

Поверяемую пипетку вместе с образцовой закрепляют на доске устанаки. При этом пипетки на полный слив устанавливаются сливным кончиком вверх. Вода из поверяемой пипетки непосредственно переливается в образцовую.



1 - поверяемая пипетка; 2 - образцовая пипетка;
3 - стакан; 4,5,6 - краны; 7 - резервуар для воды.

Черт. 3

Открывают краны 4-6 и, регулируя ими, заполняют водой из резервуара 7 поверяемую пипетку 1 до верхней отметки шкалы, а пипетки на полный слив - до верхнего сливного кончика и образцовую пипетку 2 до нулевой отметки.

Закрывают краны и визуально удостоверяются в отсутствии пузырьков воздуха в трубках и в правильном положении мениска в пипетках.

Затем через кран 5 переливают воду из проверяемой пипетки 1 в образцовую пипетку 2.

Вместимость проверяемой пипетки определяют по положению мениска воды по отметкам образцовой пипетки.

Отклонение от номинальной вместимости пипетки не должно превышать допускаемых значений, указанных в ГОСТ 29169, ГОСТ 29227.


6.5.2.4. Определение вместимости цилиндров I-го и 2-го класса точности.

Проверяемый цилиндр наполняют водой из закрепленной на штативе образцовой пипетки в соответствии с черт. 4 и после установления мениска воды в цилиндре точно на проверяемой отметке шкалы определяют по отметкам отклонение от вместимости проверяемого диапазона цилиндра.

Определение вместимости цилиндра проводят в двух точках диапазона с применением пипетки с резервуарами вместимостью соответствующей вместимости до проверяемой отметки шкалы цилиндра.

Вместимость цилиндра допускается определять по методике

п. 6.5.2.1. Отличие состоит в том, что цилиндр проверяют в двух точках диапазона и для проверки применяют образцовую пипетку вместимостью, соответствующей вместимости проверяемого диапазона шкалы цилиндра, или образцовую пипетку с расширениями в соответствии с черт. 4.



- 1- резервуар вместимостью, равной вместимости части цилиндра до первой поверяемой отметки;
- 2- резервуар вместимостью, равной вместимости части цилиндра второй поверяемой отметки.

Черт. 4

Отклонение от номинальной вместимости цилиндра I и 2 класса не должно превышать допускаемых значений, указанных в ГОСТ 1770

6.5.2.5. Определение вместимости мензурки.

Вместимость мензурки определяют по методике п. 6.5.2.4.

Отличие состоит в том, что мензурка перед поверкой должна быть смочена водой.

Отклонение от номинальной вместимости мензурки не должно превышать допускаемых значений, указанных в ГОСТ 1770.

6.5.2.6. Определение вместимости стеклянной пробирки.

Вместимость стеклянной пробирки определяют объемным методом при помощи образцовой пипетки по методике п. 6.5.2.4.

Вместимость определяют до каждой числовая отметки на конусной части шкалы у пробирок исполнения I, и не менее двух отметок на цилиндрической части шкалы пробирок исполнений I и 2.

Отклонение от номинальной вместимости пробирок исполнений I и 2 не должно превышать допускаемых значений, указанных в ГОСТ 1770 или технических условиях.

6.5.2.7. Определение вместимости приемника-ловушки к аппарату для количественного определения содержания воды в нефтяных, гидролизах и других продуктах.

Вместимость приемника-ловушки определяют прокипяченной водой объемным методом по методике п. 6.5.2.4 или массовым методом по методике п. 6.5.1.1. Вместимость приемника-ловушки определяют для интервалов шкалы, указанных в ТУ 25-2024.010.

Отклонение от номинальной вместимости приемника-ловушки не должно превышать допускаемых значений, указанных в ТУ 25-2024.010.


6.5.2.8. Определение вместимости стеклянного отстойника.

Вместимость отстойника исполнения I определяют объемным методом сравнения с объемом образцовой пипетки, исполнения 2 - с объемом образцовой пипетки в соответствии с черт.5, исполнения 3 - с

объемом образцовой пипетки в соответствии с черт. 6 по методике п. 6.5.2.4.

Вместимость стеклянных отстойников определяют для интервалов шкалы, указанных в ТУ 92-865.001.

Отклонение от номинальной вместимости стеклянного отстойника не должно превышать значений, указанных в ТУ 92-865.001.



Черт. 5

Черт. 6

6.5.2.9. Определение вместимости стеклянных измерительных стаканов к баджомеру и дождемеру (далее - стакан).

Проверяемый стакан наполняют водой из закрепленной на штативе образцовой пипетки и после установления мениска воды в стакане точно на поверяемой отметке шкалы по отметкам пипетки определяют отклонение от вместимости поверяемого диапазона стакана.

Определение вместимости стаканов проводят в точках, соответствующих числовым отметкам шкалы с применением пипетки с резервуарами, вместимость которых равна вместимости стакана до

проверяемой отметки шкалы. Воду сливают из пипетки в стакан так, чтобы мениск устанавливался точно на отметке, соответствующей проверяемой отметки шкалы стакана. По отметке на пипетке определяют склонение от вместимости первого диапазона шкалы стакана. Затем сливают в стакан следующую порцию воды. Слив воды производится в соответствии с приложением 2. По положению мениска воды в образцовой пипетке делают заключение о пригодности проверяемого стакана.

Допускается определять вместимость стакана по методике, приведенной в п. 6.5.2.1.

Отклонение от номинальной вместимости стакана не должно превышать допускаемых значений, указанных в ТУ 25-2034.И159.

6.5.2.10. Определение вместимости бюретки комплекта оборудования для газовых анализов КГА-1.

Вместимость бюретки определяют сравнением объема проверяемой бюретки с объемом образцовой пипетки, номинальная вместимость которой равна вместимости проверяемой бюретки.

Придели допускаемой погрешности образцовой пипетки - в соответствии с приложением 5.


Вместимость определяют на отливной объем в следующих интервалах:

0-50, 0-75 и 0-100 мл - для бюретки вместимостью 100 мл

0-50, 0-63 и 0-75 мл - для бюретки вместимостью 75 мл

Вместимости расширенной части бюретки

Укрепляют проверяемую бюретку 4 в соответствии с черт. 7 на щативе 6 рядом с образцовой пипеткой 3, номинальная вместимость расширенной которой равна вместимости проверяемых интервалов, так, чтобы нижняя отметка шкалы проверяемого интервала бюретки была на 5 мм выше верхней отметки на верхней трубке образцовой пипетки.



1 - стакан; 2,7,8 - краны; 3 - образцовая пипетка;
 4 - поверяемая бюретка; 5 - резервуар для воды;
 6 - штатив.

Черт. 7

Манипулируя кранами 2,7,8 устанавливают уровень воды в образцовой пипетке точно на нижней отметке, а в поверяемой бюретке - точно на верхней отметке. Последовательность операции слива воды в соответствии с п. 6.5.2.2.

Проверяют положение уровня воды в верхней трубке первого расширения образцовой пипетки по нанесенным на ней делениям и дают заключение о вместимости проверяемого интервала бюретки.

Вместимость суженной части бюретки определяют аналогично, заполняя поверяемую бюретку до верхней отметки шкалы и сливая воду из образцовой пипетки до нижней отметки.

Положение уровня воды в верхней трубке второго расширения образцовой пипетки проверяют по [нанесенным на ней делениям] и дают заключение о вместимости проверяемого интервала.

Операции при проверке третьего интервала выполняют в той же последовательности, что и при проверке второго интервала бюретки. Отличие состоит в том, что уровень воды в поверяемой бюретке при сливе воды в образцовую пипетку З понижают до нижней отметки шкалы бюретки.

Допускаемые отклонения от номинальной вместимости проверяемых интервалов шкалы и полной вместимости бюретки не должны превышать значений, указанных в ТУ 92-891-006.

6.5.2.II. Определение вместимости бюретки комплекта оборудования для газовых анализов КГА-2 и КГА-3.

Вместимость бюретки определяют сравнением объема поверяемой бюретки с объемом образцовой пипетки, номинальная вместимость которой равна вместимости поверяемой бюретки.

Пределы допускаемой погрешности образцовых пипеток - в соответствии с приложением 5.

Вместимость левой трубы бюретки исполнения I определяют на отливной объем в пять интервалах 0-20, 0-40, 0-60 и 0-80 мл в последовательности, изложенной в п. 6.5.2.2^и в соответствии с черт. 8.

Отклонение вместимости проверяемого интервала бюретки определяют по отметкам на верхней трубке первого расширения образцовой пипетки и дают заключение о вместимости проверяемого интервала бюретки.

Вместимость второго, третьего и четвертого проверяемых интервалов бюретки определяют, заполняя каждый раз проверяемую бюретку до верхней отметки и сливая воду из образцовой пипетки до нижней отметки.

Вместимость правой трубы бюретки исполнения I определяют в следующих интервалах:

0-I, 0-II, 0-III, 0-IV, 0-V мл для бюретки вместимостью 21 мл;

0-I, 0-II, 0-III, 0-IV, 0-VI мл для бюретки вместимостью 22 мл.


Вместимость правой трубы бюретки исполнения I определяют следующим образом:

правую трубку проверяемой бюретки 4 в соответствии с черт.4 соединяют с резервуаром для воды 5 и образцовой пипеткой 3, номинальная вместимость расширений которой равна вместимости проверяемых интервалов, при помощи резиновой трубы;

выполняют операции поверки в той же последовательности, что и при поверке левой трубы бюретки исполнения I.

Вместимость бюретки исполнения 2 в соответствии с черт.7 определяют в следующих интервалах 0-2, 0-5 мл и на полную вместимость как при поверке левой трубы бюретки исполнения I.

Допускаемые отклонения от номинальной вместимости проверяемых интервалов шкалы и полной вместимости бюреток исполнений I и 2 не должны превышать значений, указанных в ТУ 92-891.006.



1 - стакан; 2,7,8 - краны; 3 - образцовая пипетка I-го
разряда; 4 - поверяемая бюретка; 5 - резервуар для воды;
6 - штатив

6.5.2.12. Определение вместимости бюретки комплекта оборудования для газовых анализов КГА-4.

Вместимость бюретки в соответствии с черт. 9 определяют сравнением объема поверяемой бюретки с объемом образцовой пипетки, номинальная вместимость которой равна вместимости поверяемой бюретки, по п. 6.5.2.10, (вместимость расширенной части бюретки).

Пределы допускаемой погрешности образцовых пипеток-в соответствии с приложением 5.

Допускаемые отклонения от номинальной вместимости бюретки не должны превышать значений, указанных в ТУ 92-891.006.

6.5.3. Определение времени слива воды из бюретки и пипетки

Для измерения времени слива воды из бюретки и пипетки полностью открывают кран или зажим меры и по секундомеру определяют время слива воды. Вода должна вытекать полной струей.


Время слива воды из бюретки и пипетки в зависимости от вместимости, класса точности и исполнения не должно превышать значений, указанных в ГОСТ 29169, ГОСТ 29228, ГОСТ 29229, ГОСТ 29230, ГОСТ 29252, ГОСТ 29253, ~~xxx в характеристиках которых~~.

П р и м е ч а н и е. Время слива - время непрерывного слива воды из пипеток и бюреток необходимое для понижения мениска воды от верхней отметки до нижней отметки шкалы, или от верхней отметки шкалы до полного слива.

7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1. На стеклянные меры вместимости, выпускаемые из производства и прошедшие поверку с положительными результатами, наносят оттиск поверительного клейма предприятия-изготовителя.

Клеймо наносят рядом с маркой предприятия-изготовителя.



1 - стакан; 2, 7, 8 - краны; 3 - образцовая пипетка
1-го разряда; 4 - поверяемая buretka;
5 - разеруар для воды; 6 - штатив

Черт. 9

Способы клеймения изложены в ~~важнейших~~ приложении 6.

7.2. Стеклянные меры вместимости, не удовлетворяющие требованиям настоящих методических указаний, клеймению не подлежат и к применению не допускаются.

| | | | |
|------------|----------------|---------|-------------|
| Приложение | Ном. и дата | Причина | Ном. и дата |
| 1 | 17.04.1978, №2 | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Справочное

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ МЕР ВМЕСТИМОСТИ

Меры вместимости тщательно моют любыми доступными моющими средствами (синтетические моющие средства, мыльный раствор, двухромовокислый натрий или калий, бикарбонат натрия, серная кислота), многократно смывают водой и ополаскивают 2-3 раза дистиллированной водой.

Меры вместимости считаются чистыми, если дистиллированная вода стекает с внутренних стенок, не оставляя капель.

Наливная посуда должна быть тщательно высушена. Для этого ее ополаскивают ректифицированным спиртом и сушат, продувая резиновой грушей воздух через введенную внутрь меры стеклянную трубку, в расширенную часть которой помещена чистая вата для задержания пыли. Если посуда ополаскивалась водой, а не спиртом, то ее сушат в сушильном шкафу или производят естественную сушку.

| | | | | |
|--------------|---------------|----------------|-----------|------|
| Нан. № подп. | Подпись, дата | ИЗМ. № подп. № | Изм. № 2) | дата |
| | | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ТРЕБОВАНИЯ К НАПОЛНЕНИЮ ВОДОЙ СТЕКЛЯННЫХ МЕР
ВМЕСТИМОСТИ И СЛИВУ ВОДЫ

При наполнении стеклянных мер вместимости водой учитывают особенности конструкции меры:

колбу I-го класса помещают на поверхность с точностью $\pm 30'$, установленную по контрольному уровню по ОСТ 3-6464 и наполняют водой до круговой отметки на колбе. Окончательно уровень воды устанавливают прибавлением или удалением нескольких капель воды при помощи стеклянной трубки с оттянутым концом (или пипетки) так, чтобы нижний край мениска касался верхнего края отметки шкалы;

при наполнении пипетки нижней ее конец опускают в сосуд с водой и осторожным всасыванием наполняют пипетку водой на несколько миллиметров выше отметки шкалы, затем верхнее отверстие пипетки быстро закрывают влажным пальцем. Наполненную пипетку приподнимают над водой и, удерживая ее вертикально, устанавливают отметку шкалы на уровне глаза так, чтобы круговая линия отметки шкалы казалась прямой. Затем слегка приподнимают палец, закрывающий верхнее отверстие пипетки, сливают воду из пипетки настолько, чтобы нижний край мениска коснулся линии отметки шкалы. Если при этом на кончике пипетки образуется капля, снимают ее, касаясь кончиком пипетки стенки сосуда.

Наполнение бюretки можно производить двумя способами; через верхнее отверстие и через сливной кончик.

В первом случае, в верхнее отверстие бюretки вставляют воронку, которая коническим концом должна касаться внутренней стенки бюretки. Через эту воронку заливают воду так, чтобы на поверхности воды в

бюrette не образовались пузырьки воздуха. В случае, если такие пузырьки все же появились, их следует удалять постукиванием пальца по бюrette. Наполнив бюrette водой, подставляют под сливное отверстие бюrette стакан, и открыв кран или зажим, сливают полной струей некоторое количество воды, которая вытесняет воздух из нижнего суженного конца бюrette и из надетой на него резиновой трубки. Доливают в бюrette столько воды, чтобы уровень ее поднялся на 10 мм выше верхней отметки шкалы, слегка надавливают на зажим (или приоткрывают кран) и осторожно понижают уровень воды в бюrette так, чтобы верхняя отметка шкалы стала бы касательной к нижнему краю мениска воды. Убирают воронку.

При наполнении бюrette снизу сливной кончик соединяют резиновой трубкой с уравнительной склянкой с водой. Открыв кран или зажим наполняют бюrette водой на несколько миллиметров выше отметки шкалы. Кран закрывают, склянку отсоединяют и открыв кран осторожно понижают уровень воды так, чтобы верхняя отметка шкалы стала касательной к нижнему краю мениска воды.

В меры вместимости воду наливают так, чтобы стенки над поверхностью отметкой шкалы были сухими и в воде не было пузырьков воздуха или пены. Из пипетки и крана бюrette пузырьки воздуха выталкивают сливом воды.

Воду из стеклянных мер вместимости сливают также с учетом особенностей конструкции меры:

при сливе воды из колбы следует постепенным наклоном довести ее до вертикального положения горлом вниз. После прекращения слива воды сплошной струей необходимо сделать выдержку, пока по каплям стечет вода, оставшаяся на стенках колбы. Время выдержки стекания капель воды установлено для колбы вместимостью 1 л и менее - 30 с, а вместимостью более 1 л - 60 с. По истечении указанного времени

удаляют последнюю каплю воды прикосновением края колбы к внутреннему краю сосуда, в который производился слив воды;

при сливе воды из пипетки ее нижний конец прикладывают к внутренней стенке сосуда, в который сливают воду, и следят за сливом воды. Воду сливают сначала так, чтобы ее уровень установился на несколько миллиметров выше нижней отметки шкалы. Затем, не отнимая кончик пипетки от сосуда, делают выдержку не менее 15 с для пипеток со временем ожидания и не менее 3 с для пипеток без времени ожидания, в течении которых стекают остатки воды со стенок пипетки. После этого воду сливают точно до отметки шкалы. Последнюю каплю воды удаляют в сосуд, в который сливают воду;

при сливе воды из бюретки сначала устанавливают мениск на нулевую отметку шкалы и удаляют висящую на суженном конце каплю прикосновением кончика бюретки к стенке сосуда. Затем под бюретку устанавливают сосуд, в который сливают воду; открывают полностью кран и сливают воду в сосуд полной струей. Когда уровень воды будет находиться примерно на 5 мм выше отметки, отвечающей требуемой вместимости, слив воды из бюретки прекращают, закрыв кран. Делают выдержку в течении 30 с для бюреток со временем ожидания и не менее 3 с - для бюреток без времени ожидания, снова приоткрывают кран и устанавливают уровень точно на требуемой отметке шкалы. Последнюю каплю удаляют прикосновением суженного конца к стенке сосуда, в который сливают воду.

МОССА АДМИНИСТРАТИВНОЙ ВОЛЫНИ РАЙОННЫХ ТЕМПЕРАТУР

Задачи на массы, г
Номинальная вместимость, мл

| Температура, °С | 2000 | 1000 | 500 | 250 | 200 | 100 | 50 | 25 | 20 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,5 |
|-----------------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 15, 0 | 1995, 90 | 997, 95 | 495 | 249, 457 | 199, 390 | 99, 793 | 49, 397 | 24, 949 | 19, 959 | 9, 975 | 4, 9897 | 2, 9936 | 1, 9969 | 0, 9980 | 0, 4985 | |
| 15, 2 | 1995, 84 | 997, 92 | 495 | 249, 454 | 199, 384 | 99, 792 | 49, 396 | 24, 945 | 19, 958 | 9, 9752 | 5, 9759 | 2, 9935 | 1, 9968 | 0, 9980 | 0, 4985 | |
| 15, 4 | 1995, 77 | 997, 88 | 495 | 249, 451 | 199, 370 | 99, 789 | 49, 394 | 24, 947 | 19, 957 | 9, 9757 | 5, 9750 | 2, 9934 | 1, 9967 | 0, 9978 | 0, 4985 | |
| 15, 6 | 1995, 74 | 997, 85 | 495 | 249, 448 | 199, 364 | 99, 787 | 49, 394 | 24, 947 | 19, 957 | 9, 9757 | 5, 9757 | 2, 9934 | 1, 9967 | 0, 9978 | 0, 4985 | |
| 15, 8 | 1995, 69 | 997, 84 | 495 | 249, 441 | 199, 359 | 99, 784 | 49, 392 | 24, 946 | 19, 957 | 9, 9757 | 5, 9754 | 2, 9934 | 1, 9967 | 0, 9978 | 0, 4985 | |
| 16, 0 | 1995, 63 | 997, 82 | 495 | 249, 434 | 199, 353 | 99, 781 | 49, 390 | 24, 945 | 19, 956 | 9, 9750 | 4, 9899 | 2, 9935 | 1, 9966 | 0, 9978 | 0, 4985 | |
| 16, 2 | 1995, 58 | 997, 78 | 495 | 249, 427 | 199, 347 | 99, 778 | 49, 389 | 24, 944 | 19, 955 | 9, 9749 | 5, 9749 | 2, 9934 | 1, 9965 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 16, 4 | 1995, 54 | 997, 75 | 495 | 249, 420 | 199, 340 | 99, 775 | 49, 387 | 24, 944 | 19, 954 | 9, 9747 | 5, 9747 | 2, 9934 | 1, 9965 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 16, 6 | 1995, 50 | 997, 73 | 495 | 249, 413 | 199, 333 | 99, 773 | 49, 386 | 24, 942 | 19, 954 | 9, 9745 | 5, 9745 | 2, 9934 | 1, 9965 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 16, 8 | 1995, 47 | 997, 72 | 495 | 249, 406 | 199, 326 | 99, 771 | 49, 384 | 24, 941 | 19, 953 | 9, 9743 | 5, 9743 | 2, 9933 | 1, 9964 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1995, 38 | 997, 37 | 495 | 249, 418 | 199, 319 | 99, 769 | 49, 382 | 24, 940 | 19, 952 | 9, 9741 | 5, 9741 | 2, 9932 | 1, 9963 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1995, 33 | 997, 34 | 495 | 249, 411 | 199, 312 | 99, 767 | 49, 380 | 24, 939 | 19, 951 | 9, 9739 | 5, 9740 | 2, 9931 | 1, 9962 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1995, 30 | 997, 31 | 495 | 249, 404 | 199, 305 | 99, 765 | 49, 378 | 24, 938 | 19, 950 | 9, 9738 | 5, 9740 | 2, 9930 | 1, 9961 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1995, 27 | 997, 29 | 495 | 249, 397 | 199, 302 | 99, 763 | 49, 376 | 24, 937 | 19, 949 | 9, 9737 | 5, 9740 | 2, 9929 | 1, 9960 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1995, 24 | 997, 26 | 495 | 249, 390 | 199, 300 | 99, 761 | 49, 374 | 24, 936 | 19, 948 | 9, 9736 | 5, 9740 | 2, 9928 | 1, 9959 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1995, 21 | 997, 23 | 495 | 249, 383 | 199, 293 | 99, 759 | 49, 372 | 24, 935 | 19, 947 | 9, 9735 | 5, 9740 | 2, 9927 | 1, 9958 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1995, 18 | 997, 20 | 495 | 249, 376 | 199, 286 | 99, 757 | 49, 370 | 24, 934 | 19, 946 | 9, 9734 | 5, 9740 | 2, 9926 | 1, 9957 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1995, 15 | 997, 17 | 495 | 249, 369 | 199, 279 | 99, 755 | 49, 368 | 24, 933 | 19, 945 | 9, 9733 | 5, 9740 | 2, 9925 | 1, 9956 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1995, 12 | 997, 14 | 495 | 249, 362 | 199, 272 | 99, 753 | 49, 366 | 24, 932 | 19, 944 | 9, 9732 | 5, 9740 | 2, 9924 | 1, 9955 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1995, 9 | 997, 11 | 495 | 249, 355 | 199, 265 | 99, 751 | 49, 364 | 24, 931 | 19, 943 | 9, 9731 | 5, 9740 | 2, 9923 | 1, 9954 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1995, 6 | 997, 8 | 495 | 249, 348 | 199, 258 | 99, 749 | 49, 362 | 24, 930 | 19, 942 | 9, 9730 | 5, 9740 | 2, 9922 | 1, 9953 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1995, 3 | 997, 5 | 495 | 249, 341 | 199, 251 | 99, 747 | 49, 360 | 24, 929 | 19, 941 | 9, 9729 | 5, 9740 | 2, 9921 | 1, 9952 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1994, 30 | 997, 30 | 495 | 249, 334 | 199, 244 | 99, 745 | 49, 358 | 24, 928 | 19, 940 | 9, 9728 | 5, 9740 | 2, 9920 | 1, 9951 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1994, 27 | 997, 28 | 495 | 249, 327 | 199, 237 | 99, 743 | 49, 356 | 24, 927 | 19, 939 | 9, 9727 | 5, 9740 | 2, 9919 | 1, 9950 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1994, 24 | 997, 25 | 495 | 249, 320 | 199, 230 | 99, 741 | 49, 354 | 24, 926 | 19, 938 | 9, 9726 | 5, 9740 | 2, 9918 | 1, 9949 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1994, 21 | 997, 22 | 495 | 249, 313 | 199, 223 | 99, 739 | 49, 352 | 24, 925 | 19, 937 | 9, 9725 | 5, 9740 | 2, 9917 | 1, 9948 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1994, 18 | 997, 19 | 495 | 249, 306 | 199, 216 | 99, 737 | 49, 350 | 24, 924 | 19, 936 | 9, 9724 | 5, 9740 | 2, 9916 | 1, 9947 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1994, 15 | 997, 16 | 495 | 249, 299 | 199, 209 | 99, 735 | 49, 348 | 24, 923 | 19, 935 | 9, 9723 | 5, 9740 | 2, 9915 | 1, 9946 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1994, 12 | 997, 14 | 495 | 249, 292 | 199, 202 | 99, 733 | 49, 346 | 24, 922 | 19, 934 | 9, 9722 | 5, 9740 | 2, 9914 | 1, 9945 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1994, 9 | 997, 11 | 495 | 249, 285 | 199, 195 | 99, 731 | 49, 344 | 24, 921 | 19, 933 | 9, 9721 | 5, 9740 | 2, 9913 | 1, 9944 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1994, 6 | 997, 8 | 495 | 249, 278 | 199, 188 | 99, 729 | 49, 342 | 24, 920 | 19, 932 | 9, 9720 | 5, 9740 | 2, 9912 | 1, 9943 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1994, 3 | 997, 5 | 495 | 249, 271 | 199, 181 | 99, 727 | 49, 340 | 24, 919 | 19, 931 | 9, 9719 | 5, 9740 | 2, 9911 | 1, 9942 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1993, 30 | 997, 35 | 495 | 249, 264 | 199, 174 | 99, 725 | 49, 338 | 24, 918 | 19, 930 | 9, 9718 | 5, 9740 | 2, 9910 | 1, 9941 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1993, 27 | 997, 32 | 495 | 249, 257 | 199, 167 | 99, 723 | 49, 336 | 24, 917 | 19, 929 | 9, 9717 | 5, 9740 | 2, 9909 | 1, 9940 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1993, 24 | 997, 29 | 495 | 249, 250 | 199, 160 | 99, 721 | 49, 334 | 24, 916 | 19, 928 | 9, 9716 | 5, 9740 | 2, 9908 | 1, 9939 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1993, 21 | 997, 26 | 495 | 249, 243 | 199, 153 | 99, 719 | 49, 332 | 24, 915 | 19, 927 | 9, 9715 | 5, 9740 | 2, 9907 | 1, 9938 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1993, 18 | 997, 23 | 495 | 249, 236 | 199, 146 | 99, 717 | 49, 330 | 24, 914 | 19, 926 | 9, 9714 | 5, 9740 | 2, 9906 | 1, 9937 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1993, 15 | 997, 20 | 495 | 249, 229 | 199, 139 | 99, 715 | 49, 328 | 24, 913 | 19, 925 | 9, 9713 | 5, 9740 | 2, 9905 | 1, 9936 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1993, 12 | 997, 17 | 495 | 249, 222 | 199, 132 | 99, 713 | 49, 326 | 24, 912 | 19, 924 | 9, 9712 | 5, 9740 | 2, 9904 | 1, 9935 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1993, 9 | 997, 14 | 495 | 249, 215 | 199, 125 | 99, 711 | 49, 324 | 24, 911 | 19, 923 | 9, 9711 | 5, 9740 | 2, 9903 | 1, 9934 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1993, 6 | 997, 11 | 495 | 249, 208 | 199, 118 | 99, 709 | 49, 322 | 24, 910 | 19, 922 | 9, 9710 | 5, 9740 | 2, 9902 | 1, 9933 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1993, 3 | 997, 8 | 495 | 249, 201 | 199, 111 | 99, 707 | 49, 320 | 24, 909 | 19, 921 | 9, 9709 | 5, 9740 | 2, 9901 | 1, 9932 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1992, 30 | 997, 35 | 495 | 249, 194 | 199, 104 | 99, 705 | 49, 318 | 24, 908 | 19, 920 | 9, 9708 | 5, 9740 | 2, 9900 | 1, 9931 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1992, 27 | 997, 32 | 495 | 249, 187 | 199, 97 | 99, 703 | 49, 316 | 24, 907 | 19, 919 | 9, 9707 | 5, 9740 | 2, 9899 | 1, 9930 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1992, 24 | 997, 29 | 495 | 249, 180 | 199, 90 | 99, 701 | 49, 314 | 24, 906 | 19, 918 | 9, 9706 | 5, 9740 | 2, 9898 | 1, 9929 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1992, 21 | 997, 26 | 495 | 249, 173 | 199, 83 | 99, 699 | 49, 312 | 24, 905 | 19, 917 | 9, 9705 | 5, 9740 | 2, 9897 | 1, 9928 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1992, 18 | 997, 23 | 495 | 249, 166 | 199, 76 | 99, 697 | 49, 310 | 24, 904 | 19, 916 | 9, 9704 | 5, 9740 | 2, 9896 | 1, 9927 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1992, 15 | 997, 20 | 495 | 249, 159 | 199, 69 | 99, 695 | 49, 308 | 24, 903 | 19, 915 | 9, 9703 | 5, 9740 | 2, 9895 | 1, 9926 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1992, 12 | 997, 17 | 495 | 249, 152 | 199, 62 | 99, 693 | 49, 306 | 24, 902 | 19, 914 | 9, 9702 | 5, 9740 | 2, 9894 | 1, 9925 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1992, 9 | 997, 14 | 495 | 249, 145 | 199, 55 | 99, 691 | 49, 304 | 24, 901 | 19, 913 | 9, 9701 | 5, 9740 | 2, 9893 | 1, 9924 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1992, 6 | 997, 11 | 495 | 249, 138 | 199, 48 | 99, 689 | 49, 302 | 24, 900 | 19, 912 | 9, 9700 | 5, 9740 | 2, 9892 | 1, 9923 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1992, 3 | 997, 8 | 495 | 249, 131 | 199, 41 | 99, 687 | 49, 301 | 24, 899 | 19, 911 | 9, 9699 | 5, 9740 | 2, 9891 | 1, 9922 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1991, 30 | 997, 35 | 495 | 249, 263 | 199, 343 | 99, 685 | 49, 300 | 24, 898 | 19, 910 | 9, 9698 | 5, 9740 | 2, 9890 | 1, 9921 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1991, 27 | 997, 32 | 495 | 249, 256 | 199, 336 | 99, 683 | 49, 299 | 24, 897 | 19, 909 | 9, 9697 | 5, 9740 | 2, 9889 | 1, 9920 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1991, 24 | 997, 29 | 495 | 249, 249 | 199, 329 | 99, 681 | 49, 298 | 24, 896 | 19, 908 | 9, 9696 | 5, 9740 | 2, 9888 | 1, 9919 | 0, 9977 | 0, 4985 | |
| 17, | 1991, 21 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |

Продолжение

Балансовая стоимость, т.т.
Номенклатура адресов

| Номер п/ч | 2000 | 1000 | 500 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | 25 | 20 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,5 |
|-----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|
| 22, 6 | 1993, 80 | 493, 40 | 249, 193 | 199, 357 | 99, 379 | 49, 840 | 24, 940 | 19, 939 | 9, 939 | 4, 9340 | 2, 9904 | 1, 9935 | 0, 9938 | 0, 4934 | | | |
| | 993, 79 | 357 | 193 | 341 | 349 | 371 | 370 | 369 | 368 | 367 | 366 | 365 | 364 | 363 | 362 | 361 | 360 |
| | 79 | 357 | 193 | 339 | 339 | 339 | 338 | 338 | 338 | 337 | 337 | 336 | 335 | 334 | 333 | 332 | 331 |
| | 63 | 357 | 193 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 324 | 324 | 323 | 322 | 321 | 320 | 319 | 318 |
| 23, 0 | 1993, 16 | 493, 50 | 249, 143 | 199, 313 | 99, 559 | 49, 830 | 24, 154 | 19, 932 | 9, 932 | 4, 9330 | 2, 9868 | 1, 9932 | 0, 9935 | 0, 4935 | | | |
| | 993, 15 | 357 | 143 | 307 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 353 | 353 | 352 | 351 | 350 | 349 | 348 | 347 |
| | 04 | 357 | 143 | 299 | 650 | 650 | 649 | 649 | 649 | 648 | 648 | 647 | 646 | 645 | 644 | 643 | 642 |
| | 1992, 97 | 493 | 143 | 295 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 644 | 644 | 643 | 642 | 641 | 640 | 639 | 638 |
| | 92 | 493 | 143 | 291 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 640 | 640 | 639 | 638 | 637 | 636 | 635 | 634 |
| | 63 | 493 | 143 | 287 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 636 | 636 | 635 | 634 | 633 | 632 | 631 | 630 |
| 24, 0 | 1992, 75 | 493, 37 | 249, 117 | 199, 273 | 99, 637 | 49, 819 | 24, 119 | 19, 928 | 9, 928 | 4, 9337 | 2, 9891 | 1, 9927 | 0, 9931 | 0, 4932 | | | |
| | 993, 36 | 357 | 117 | 307 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 633 | 633 | 632 | 631 | 630 | 629 | 628 | 627 |
| | 23 | 357 | 117 | 291 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 623 | 623 | 622 | 621 | 620 | 619 | 618 | 617 |
| | 25 | 357 | 117 | 287 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 622 | 622 | 621 | 620 | 619 | 618 | 617 | 616 |
| | 24 | 357 | 117 | 283 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 623 | 623 | 622 | 621 | 620 | 619 | 618 | 617 |
| | 19 | 117 | 117 | 257 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 618 | 618 | 617 | 616 | 615 | 614 | 613 | 612 |
| 25, 0 | 1992, 31 | 493, 15 | 493, 07 | 249, 037 | 199, 223 | 99, 614 | 49, 807 | 24, 904 | 19, 923 | 9, 923 | 4, 9314 | 2, 9885 | 1, 9923 | 0, 9931 | 0, 4931 | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Обязательное

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ СПРЯМЛЕНИЯ ВЕСЧАСТИИ КОЛБЫ I-ГО КЛАССА ТОЧНОСТИ
МАССОЙ МЛДОЛГ

| Номер, Поверка - Деление гири при чашках | Крайнее положение указа шкалы | Цена деления, S , мг | | Масса образцовых гирь m_1 , m_2 , г | Температура воды, t , $^{\circ}\text{C}$ | Масса, M , массе m_1 абсолютная погрешность измерения | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------------|--------|---|--|---|------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------------|-------|------------------------------|
| | | левой | правой | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 100 | Г | Г | $m_1 + m_2$ | 18,4 | 4,8 | 11,2 | 14,50 | 100,0 | 1,020 | 18,0 | 98,966 | 99,751 | +0,79 | $m = 100$ | | |
| | | Г | Г | $m_1 + m_2 + m_3$ | 19,2 | 11,2 | 19,8 | 15,35 | 5 | | | | | | $m_1 = 0,020$ | | |
| | | Г | Г | $m_1 + m_2 + m_3 + m_4$ | 21,8 | 7,2 | 21,6 | 14,45 | | | | | | | | | |
| 2 | 100 | Г | Г | $m_1 + m_2$ | 18,2 | 5,0 | 18,4 | 11,65 | 5 | 14,50 | 100,0 | 1,020 | 18,0 | 98,966 | 99,751 | +0,79 | Нуль шкалы расположен справа |
| | | Г | Г | $m_1 + m_2 + m_3$ | 19,0 | 11,4 | 20,0 | 15,45 | | | | | | | | | |
| | | Г | Г | $m_1 + m_2 + m_3 + m_4$ | 21,6 | 7,4 | 21,8 | 14,55 | | | | | | | | | |

Γ - та же для уравновешивания весов, m_1 - масса образцовой гири, соответствующая числу миллилитров воды номинальной вместимости меры m_1 - масса образцовой гири, которую подбирают так, чтобы при установке ее на чашку положение равновесия весов изменилось не менее чем на 20-30 %

деление шкалы, m_2 - масса образцовых гирь, добавленных на чашку (к колбе с водой)

ЦЕРУ деления шкалы равновесия якорьмыла определяют по формуле:

$$\Delta = \frac{m_1}{Lm_1 - Lm_2}$$

где Lm_1 - деление шкалы при установке на чашку весов образцовой гири массой m_1

Lm_2 - деление шкалы при установке на чашку весов стакана и образцовой гири массой m_2 , разной номинальной вместимости меры.

Массу M определяют по формуле

$$M = m_1 - m_2 \cdot \frac{Lm_1 - Lm_2}{Lm_1} \cdot S = 100 - 1,02 - 0,014 = 98,966 \text{ г}$$

Абсолютную погрешность меры (отклонение) определяют по формуле

$$\Delta = M_1 - M = 99,751 - 98,966 = 0,785 \text{ г}$$

В соответствии с приложением 3 $\Delta = 0,785 \text{ г} = 0,787 \text{ мл} \approx 0,79 \text{ мл}$

| Block No. | Designation | Beam No. | Row No. | Designation |
|-----------|-------------|----------|---------|-------------|
| 4 | | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРЕДСДИ ДАУСКАЕМОЙ ПОРГЕНСТИ БЕРЕТОК КОМПЛЕКТОВ
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГАЗОВЫХ АНАЛИЗОВ

| Виды измерений | Поверхность | Интервал | Проект конусомой погодности | | Поверенных образцов комплектов | | Предел допускаемой погрешности измерения | Ноутины измерения | Среднее значение | Погрешность измерения | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|--|-------------------|------------------|-----------------------|--|--|
| | | | КТА1-1 | КТА1-2 | КТА2 и КДАЗ | КТА4-1 | | | | | | |
| Исп. 1 | Исп. 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Внешний износ на боковых сторонах | Боковые сторонки | Боковые сторонки | 100 | 0-50 0-75 0-100 | ±0,2 | - | - | - | - | ±0,8 | | |
| | | | 75 | 0-50 0-63 0-75 | - | - | ±0,1 | - | - | - | | |
| | | | 80 | 0-20 0-40 0-60 0-80 | - | - | ±0,2 | - | - | ±0,04 | | |
| | | | 21 (22) | 0-1 0-6 0-10 0-21(22) | - | - | - | - | - | ±0,02 | | |

Продолжение

МЛ

| Ном. № пози | Наименование | Базис. един. | Изв. № АУ | Чтение № |
|-------------|--------------|--------------|-----------|----------|
| | | | | |

| Вместимость интервалов поверяемой борьбы | Поверяемый интервал борьбы | Предел допускаемой погрешности измерений открытой комплектации | | | Предел допускаемой погрешности измерения образцов пилотом разряда |
|--|----------------------------|--|--------|--------|---|
| | | КГА4-1 | КГА4-2 | КГА4-3 | |
| 5 | 0-5 | - | - | - | +0,008 ±0,008 ±0,04 |
| 30 | 0-30 | - | - | - | +0,08 ±0,04 |
| 90 | 0-90 | - | - | - | +0,2 ±0,08 |
| 100 | 0-100 | - | - | - | - |

Исп. Г Исп. З

левая правая

трубка труска

Причина. Вместимость обрезцовых пилоток I-го разряда при аттестации должна быть приведена к температуре 20 °C, а при поверке борьки к комплекту типа КГА4- к 16 °C.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Справочное

КАКИЕ-НИБУДЬ СТЕКЛЯННЫЕ МЕРЫ ВМЕСТИМОСТИ

Стеклянные меры вместимости клеймят при помощи азотнокислого серебра (латунное клеймо) или эркадонтцемента (каучуковое клеймо).

Азотнокислым серебром клеймят тонкостенные стеклянные меры в последовательности, приведенной ниже:

в ступку кладут небольшое количество (горошину) мастики, прибавляют каплю чистого глицерина и растирают пестиком, тем же пестиком наносят мастику на один конец желатиновой пластинки тонким слоем;

прижимают латунное клеймо к слою мастики, переносят его изображение на предварительно протертый спиртом другой конец желатиновой пластинки и осторожно, с легким нажимом прокатывают меру по изображению клейма. Место, предназначенное для нанесения клейма, предварительно протирают спиртом;

полученный отпечаток клейма на мере должен быть чистым и отчетливым; если имеются какие-либо дефекты, то клеймо с меры и пластинки снимают ватой, смоченной спиртом, и наносят новое изображение;

меру с отпечатанным клеймом выдерживают 2-3 ч. Затем производят отжиг отпечатка клейма, держа меру над пламенем спиртовки и непрерывно врашая ее. Отжиг производят до тех пор, пока клеймо не примет белый оттенок. По окончании работы клеймо и желатиновую пластинку протирают ватой, смоченной спиртом.

Пестик со ступкой, предназначенный только для мастики, оберывают бумагой и хранят до следующего клеймления. Если мастика подсохла, то перед началом новых работ в ступку добавляют каплю глицерина.

Для kleимения эндодонтическим на стекло насыпают растолченный в порошок грифель химического карандаша или школьной (водной) краски для рисования, растирают тонким слоем и добавляют одну каплю эндодонтического. Каучуковым kleем этот состав переносят на стекло эндодонтического. После остывания отпечаток для больших четкости протирают ватой, смоченной спиртом.

Кроме указанных выше способов рекомендуется использовать пескоструйный метод, kleимение керамическими красками, фототрафаретной печатью и фтористым аммонием.

| Низ. № и подл. | Подпись и дата | Взам. вин. № | Изв. № АУ | Подпись и дата |
|----------------|----------------|--------------|-----------|----------------|
| | | | | |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ЦКБ С ОТ 05.11.93
2. ЕСАМЕН ГОСТ 8.234-77, ГОСТ 8.269-77
3. ССЫЛЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Сооснование НТД, на который дана ссылка | Адрес ссылки на НТД. |
|---|---|
| ГОСТ 8.100-73 | I.I |
| ГОСТ 12.1.005-88 | 5.1 |
| ГОСТ 12.4.013-85 | 5.2 |
| ГОСТ 12.4.131-83 | 5.2 |
| ГОСТ 12.4.132-83 | 5.2 |
| ГОСТ 166-69 | I.I |
| ГОСТ 427-75 | I.I |
| ГОСТ 1532-81 | Вводная часть, 6.1, 6.5.2.1 |
| ГОСТ 1770-74 | Вводная часть, 6.1, 6.5.1.1, 6.5.2.1, 6.5.2.4, 6.5.2.5, 6.5.2.6 |
| ГОСТ 6672-75 | I.I |
| ГОСТ 6709-72 | I.I |
| ГОСТ 7328-82 | I.I |
| ГОСТ 7329-91 | 6.3 |
| ГОСТ 24104-88 | I.I |
| ГОСТ 25336-82 | I.I |
| ГОСТ 29169-91 | Вводная часть, 6.1, 6.5.1.3, 6.5.2.3, 6.5.3. |
| ГОСТ 29227-91 | Вводная часть, 6.1, 6.5.1.3, 6.5.2.3 |
| ГОСТ 29228-91 | Вводная часть, 6.5.3 |
| ГОСТ 29229-91 | Вводная часть, 6.5.3 |

С.44 ТД 52-7179-93

| Обозначение ТД, на которых дана ссылка | Адрес: ССУЛКИ по ТД |
|--|---|
| ГОСТ 29230-91 | Вводная часть, 6.5.3 |
| ГОСТ 29251-91 | Вводная часть, 6.1, 6.4, 6.5.1.2 6.5.2.2 |
| ГОСТ 29252-91 | Вводная часть, 6.5.3 |
| ГОСТ 29253-91 | Вводная часть, 6.5.3 |
| ОСТ 3-6464-88 | I.I. прилож. 2 |
| ТУ 25-І819.0021-90 | I.I, 6.5.3- |
| ТУ 25-2021-003-88 | I.I |
| ТУ 25-2024.010-88 | Вводная часть, 6.1, 6.5.2.7 |
| ТУ 25-2034.ІІ58-89 | Вводная часть, 6.1, 6.5.2.1 |
| ТУ 25-2034.ІІ59-89 | Вводная часть, 6.1, 6.5.2.9 |
| ТУ 92-865.001-91 | Вводная часть, 6.1, 6.5.2.8 |
| ТУ 92-891.006-90 | Вводная часть, 6.1, 6.5.2.10, 6.5.2.11, 6.5.2.12 |
| РД 50-599-86 | Раздел 3 |

| Название документа | Номер документа | Номер листа |
|--------------------|-----------------|-------------|
| | | |

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| 1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ | 2 |
| 2. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ | 5 |
| 3. ТРЕБОВАНИЯ К КЛАССИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ | 5 |
| 4. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ | 5 |
| 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ | 6 |
| 6. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ | 7 |
| 6.1. Внешний осмотр | 7 |
| 6.2. Основные размеры | 7 |
| 6.3. Качество отжига | 7 |
| 6.4. Герметичность кранов | 7 |
| 6.5. Определение вместимости | 8 |
| 6.5.1. Определение вместимости стеклянных мер I класса точности | 8 |
| 6.5.1.1. Определение вместимости стеклянной колбы I-го класса точности | 9 |
| 6.5.1.2. Определение вместимости стеклянной бюретки I-го класса точности | 10 |
| 6.5.1.3. Определение вместимости стеклянной пипетки I-го класса точности | 12 |
| 6.5.2. Определение вместимости стеклянных мер 2-го класса точности | 13 |
| 6.5.2.1. Определение вместимости стеклянной колбы 2-го класса точности, колбы для определения содержания сахара, измерительной колбы к вискозиметру типа ВУ | 14 |
| 6.5.2.2. Определение вместимости стеклянной бюретки 2-го класса точности | 16 |
| 6.5.2.3. Определение вместимости стеклянной пипетки 2-го класса точности | 18 |

| | |
|--|----|
| 6.5.2.4. Определение вместимости цилиндров I-го и 2-го класса точности | 20 |
| 6.5.2.5. Определение вместимости мерзурки | 22 |
| 6.5.2.6. Определение вместимости стеклянной пробирки | 22 |
| 6.5.2.7. Определение вместимости приемника-ловушки к аппарату для количественного определения содержания воды в нефтяных, пищевых и других продуктах | 22 |
| 6.5.2.8. Определение вместимости стеклянного отстойника | 22 |
| 6.5.2.9. Определение вместимости стеклянных измерительных стаканов к осадкометру и дождеметру .. | 23 |
| 6.5.2.10. Определение вместимости бюретки комплекта оборудования для газовых анализов КГА-1 .. | 24 |
| 6.5.2.11. Определение вместимости бюретки комплекта оборудования для газовых анализов КГА-2 и КГА-3 | 26 |
| 6.5.2.12. Определение вместимости бюретки комплекта оборудования для газовых анализов КГА-4 .. | 29 |
| 6.5.3. Определение времени слива воды из бюретки и пипетки | 29 |
| 7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ | 29 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ I Способы очистки мер вместимости..... | 32 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Требования к наполнению водой стеклянных мер и сливу воды | 33 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Масса дистиллированной воды (Γ) при различных температурах | 36 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Обработка результатов определения вместимости колбы I-го класса точности массовым методом | 38 |

| | | |
|--------------|--|----|
| ПРИЛОЖЕНИЕ 5 | Пределы допускаемой погрешности бюреток комплектов оборудования для газовых ана- лизов | 39 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 6 | Клеймение стеклянных мер вместимости ... | 41 |

C.45 Pg 92- 7179-93

Лист регистрации изменений